



Versione 2.7.3.0

Caratteristiche

1) MedITEX IVF

a. Generale

- Tutti i tentativi di Login (avvenuti con successo o no) verranno registrati in MedITEX e possono essere controllati in Reports->Registrazione delle attività->Account di accesso.
- Il campo Codice Fiscale in anagrafica può essere compilato scannerizzando il barcode della tessera sanitaria dopo aver premuto l'icona sulla destra del campo.

Codice fiscale/STP

Regola (solo se non inizia con "STP", seguito da un

Scannerizza barcode o chip RFID

Nome Demo, Jane

Data di nascita 01/01/1990

ID paziente AOMN003000000859

Codice fiscale/STP

Cancella OK

- La ricerca dei pazienti può essere effettuata attraverso l'utilizzo di una pistola Barcode. Questa funzione deve essere attivata nelle impostazioni.

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre

Home Impostazioni

Clinica Sistema Farmaci

Generale Funzioni

Generale Generazione ID automatica Report Editor Spermogramma Ciclo Farmaco Cc

Ricerca paziente

Criteri ricerca paziente

ID paziente, Cognome, Numero di telefono, Codice fiscale

☒ Il testo della ricerca in Ricerca pazienti può essere inserito da lettori barcode

Una volta attivata la funzione, nel campo Ricerca paziente sarà possibile ricercare il paziente, ad esempio attraverso il codice fiscale, scannerizzando il barcode della tessera sanitaria.



MedITEX IVF Note Rilascio

- Per ogni farmaco è possibile associare un link nelle impostazioni. Questo link sarà visualizzato in fase di selezione del farmaco e potrebbe essere utilizzato per consultare il foglio illustrativo.

Editor Farmaci

Prodotto: Aspirina Attiva ☒

Collegamento: <https://www.aspirina.it/prodotti/aspirina-c/foglio-illustrativo-aspirina-c>

Cod. farmaco:

Nuova medicazione

Farmaco: Aspirina Cod. farmaco:

Template farmaci

<https://www.aspirina.it/prodotti/aspirina-c/foglio-illustrativo-aspirina-c.php>

Applicazione

☒ Altro

Inizio: 25/06/2018 Ora: x giorni Dosaggio giornaliero: 1 [Capsule] Frequenza somministr.: 1/die

b. Home

Nella sezione cicli nella finestra principale è stata aggiunta la colonna “Ragione di fine terapia” che conterrà la ragione di sospensione/interruzione della terapia.

c. Cicli

- Al menu a tendina che permette di passare da un ciclo all’altro è stato aggiunto, oltre che al numero della terapia, anche il tipo di trattamento.

Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre

9 / 9

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette

- Terapia N. 1 - Treatment: Insem. (omologa)
- Terapia N. 2 - Treatment: ICSI
- Terapia N. 3 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 4 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 5 - Treatment: FIVET
- Terapia N. 6 - Treatment: ICSI
- Terapia N. 7 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 8 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 9 - Treatment: Scong/transfer da scong.



MedITEX IVF Note Rilascio

- Nelle opzioni di presentazione (Sistema → Configurazione / amministrazione → Impostazioni → Sistema → Opzioni di presentazione → Generale), il layout dell'overview terapia può essere modificato, in particolare si può scegliere l'ordine delle sezioni Farmaci, Ormoni ed Ecografie.

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

2 / 9

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anagrafica Anamnesi

Demo, Donna
ID: 32317050
Nato il: 21/01/1988 (30)
Fatturazione: Rimb. SSN

Demo, Uomo
ID: DU1
Nato il: 01/01/1990 (28)
Fatturazione:

ID terapia: 456
ID Studio:
Codice coppia: DDDU0003
Fatturazione: Euro
Medico: M., M. Dr.

Overview	Pick up	Coltura	Transfer	Fase luteale	Gravidanza	Nascita
Inizio: 11/08/2015 Tratt.: ICSI	22/08/2015 00:00 #Ovo: 8	N. Ov.: 8 n. 2PNs: 4 n. Emb: 2	26/08/2015 00:00 #Emb: 2	Farmaco: OHSS:	06/09/2015 #CA IU: 2	14/05/2016 #Bambini: 2

Overview terapia

agosto 15

Ind. ovocitaria	ma 11.	me 12.	gi 13.	ve 14.	sa 15.	do 16.	lu 17.	ma 18.	me 19.	gi 20.	ve 21.	sa 22.	do 23.	lu 24.	ma 25.	me 26.	gi 27.
Si	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eventi																	
[+] Ecografia																	
Esame																	
[+] eco Follicoli: NUMERICO																	
Spessore endometrio [		15						15									
Totale		18						16			20						
Follicolo primario Sx		22						20			19						
Follicolo primario Dx		21						21			19						
D-S sopra 22		0-0						0-0			0-0						
22		0-2						0-0			0-0						
21		2-0						4-0			0-0						
20		5-0						0-4			0-0						
19		0-0						0-0			4-4						
18		2-0						0-0			0-4						
17		2-0						0-0			4-0						
16		0-2						0-0			2-2						
15		1-0						2-0			0-0						
14		0-0						0-2			0-0						
13		0-2						0-0			0-0						
12		0-0						2-0			0-0						
11		0-0						0-0			0-0						
10		0-0						0-2			0-0						
Sotto 10		0-0						0-0			0-0						
[+] Farmaco																	
Clomifen [mg]	200	200	200	200	200	200	200	200									
Pregnyl [IU]										1000							
Buserilin [mg]	100	100	100														
[+] Altro																	
[+] Ormoni																	
E2 [pg/ml]		100						200									
FSH [mIU/ml]		50						100									
HCG [mIU/ml]																	
LH [mIU/ml]		20						90									
Progesterone [ng/ml]																	

- Nel calendario i giorni di festa possono essere visualizzati in un colore diverso che può essere scelto nelle impostazioni.

dicembre 16

Ind. ovocitaria

No

Eventi

23 ven	24 sab	25 dom	26 lun	27 mar	28 mer	29 gio	30 ven	31 sab	01 dom



MedITEX IVF Note Rilascio

In Sistema → Configurazione / Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Generale → Ciclo è possibile elencare i giorni di festa.

Data	Festività
01/01/2016	Capodanno
06/01/2016	Epifania
27/03/2016	Pasqua
28/03/2016	Pasquetta
25/04/2016	Liberazione
01/05/2016	Festa del Lavoro
02/06/2016	Festa della Repubblica
15/08/2016	Assunzione
01/11/2016	Tutti i Santi
08/12/2016	Immacolata Concezione
25/12/2016	Santo Natale
26/12/2016	Santo Stefano

In Sistema → Configurazione / Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Opzioni di presentazione → Generale è possibile selezionare il colore.

☒ Visualizza le festività nel calendario dell'overview terapia

- Nella sezione gravidanza è ora possibile specificare la data di terminazione della gravidanza in caso di EU>0.

Overview	Coltura	Transfer	Fase luteale	Gravidanza	Nascita
Inizio: 20/01/2017 Tratt.: Scong/transf...	n. Emb: 1	20/01/2017 00:00 #Emb: 1	Farmaco: Progesterone OHSS:	Sconosciuto	

Gravidanza	
Risultato ciclo	☐ Sconosciuto ☒ Grav. clinica ☐ No gravidanza
Test grav. posit.	0
Ultimo bHCG: Data:	400.00 27/01/2017

Ecografia	
Gravidanza clinica determinata il	23/02/2017
Data presunta parto (DPP)	09/10/2017
Cav. amniotiche: N. intrauterine	0
Se EU > 0: La gravidanza quindi è terminata?	☒ Sì ☐ No
N. extrauterine	1
Data	23/02/2017



MedITEX IVF Note Rilascio

d. Documentazione casi OHSS

Diversi campi sono stati aggiunti per poter documentare al meglio i casi di OHSS

e. Etichette

Nel ReportBuilder, l'applicazione utilizzata per la creazione delle etichette, i campi relativi a partner dello stesso sesso e il codice fiscale del partner sono stati aggiunti.

f. Spermogramma

I campi della valutazione WHO ora sono visualizzati senza decimali.

g. Report editor/Liste

- I campi "N° carta d'identità", "Data di ultima mestruazione presente nell'ultima anamnesi di coppia" e "ID Ciclo" sono stati aggiunti in Report Editor.
- Diversi campi sono stati aggiunti alla lista "Terapia".
- In gestione lettere, è possibile impostare un alert ogni qual volta una lettera viene creata. Questo alert avviserà l'utente di contattare il medico di riferimento della paziente della stampa della lettera. Per attivare quest alert è necessario:
 - Selezionare l'opzione di alert in Gestione Lettere per i documenti richiesti;
 - Assegnare, in anagrafica paziente, almeno un medico di riferimento;
 - Selezionare l'opzione Notifica sotto il medico di riferimento, in anagrafica paziente.



MedITEX IVF Note Rilascio

Anagr. Paziente di Demo, Donna (32317050)

Dettagli pers. Dettagli Contatto/Occupaz. Assicurazione / fatturazione **Medico di riferimento** Webportal

Medico di riferimento 1	Medico di riferimento 2	Medico di riferimento 3
Riferimento, Medico1	Riferimento, Medico2	Riferimento, Medico3
Ruolo	Ruolo	Ruolo
Notifica ☒	Notifica ☐	Notifica ☐
Medico1 Riferimento Medico Famiglia	Medico2 Riferimento Ginecologo	Medico3 Riferimento Andrologo j CODICE: j

h. Crioconservazione

Se una paillette viene scongelata con ragione per lo scongelamento “Trattamento” il check in “crea spermogramma da scongelamento”, può essere deselezionato.

i. Task manager

Oltre che alla data di creazione della task, è stata inserita anche l’ora di creazione.

j. Diagnostica laboratorio

- Un ordine di laboratory può essere creato senza numero ordine, dando la possibilità di creare e salvare un ordine e successivamente associarci un numero e ad esempio invarlo al laboratorio.

k. Laboratorio

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Demio, Jane Scheduler Accounting Nuovo paziente Nuova coppia Comunicazioni (2) (15) **Laboratorio**

Nome	Data	Tip	Messag	St	Nome	Data	Tip	Messaggio	St
Demio, Jane	01/01/1990 (28)				Demio, John	05/08/1975 (42)			
AOMN0030000008...					3333				

In questa nuova versione, sono state apportate numerose modifiche alla sezione Laboratorio.

I risultati possono ora essere raggruppati in diversi modi. Il menu a tendina che permette di selezionare la visualizzazione è posto nell’angolo basso a sinistra della finestra.

Le opzioni sono:

- Lista dei risultati;
- Risultati raggruppati per ID Campione.
- Risultati raggruppati per Data, ID Campione - (Se alcuni ID campione vengono riassegnati, un ulteriore filtro sulle date verrà impostato per evitare errate combinazioni dei valori).

Nella figura sottostante, l’opzione “Risultati raggruppati per ID Campione” è stata selezionata.

Sulla sinistra si avrà quindi la lista dei diversi ID Campione, mentre sulla destra verranno visualizzati i valori di laboratorio appartenenti a tale ID Campione.

Per ogni paramentro può essere impostato lo Stato, il Check di Attenzione e l’eventuale stato di “Attesa di Approvazione” o di “Conferma dell’Approvazione”.



MedITEX IVF Note Rilascio

Overview Lab. per tutti i pazienti

Risultati Lab | Ordini lab

Filtro: ID Camp (n. ordine) Data ricezione da 11/06/2018 fino a Medico / Attenzione per Status approvazione tutti Approvato No status / Attenzione Mostra analisi liquido seminale

Data ricevimen	ID campione	Paziente	Sede	Stati Medico	Status approvazio	Attenzione per
25/06/2018	PMA_94	Demo, Donna	Itamedical	OK	✓	M., M. Dr.
25/06/2018	PMA_93	Demo, Donna	Itamedical	OK	⚠	M., M. Dr.

2 (ID campione <- vuoto) Personalizza...

Laborwerte gruppiert (Probe ID)

Apri paziente Apri Scheduler Stato: Normale Stato: Anormale Alert Stampa

Paziente: Demo, Donna (32317050) 21/01/1988
ID campione: PMA_93
Richiesto da:
Laboratorio:

25/06/2018

Emoglobina	1 g/dl	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
altro	2	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
Citomegalovirus	immune	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
Emocromo	5	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
HBsAg	negativo	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
HCV RNA	6 GE/ml	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
TPHA	negativo	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
VDRL	negativo Titolo	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
ABO	0	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
Fattore Rhesus	non effettuato	OK	✓	⚠	M., M. Dr.
anti-HIV I + HIV II	negativo	OK	✓	⚠	M., M. Dr.

Documenti allegati

Commento

Imposta attenzione per: Applica Conferma risultati

Chiudi

2) MedITEX Scheduler

In MedITEX scheduler, è possibile associare un'icona ai diversi trattamenti e personalizzare il titolo dell'trattamento (aggiungere età paziente ...).

lunedì 25 giugno 2018				
	P, G	D, S	U, A	E, M
40				
45				
50				
55				
15 00				
05				
10	AOMN003000000859 - Demo, Jane (28) Rimb. SSN / VISITA DI COPPIA			
15				
20				
25				
30				
35		0002/03/2012 - V., M (49) / TELEFONATA	0002/03/2012 - V., M (49) / ANAMNESI	
40				
45				
50				
55				
16 00				
05				

3) MedITEX Accounting

Se la fatturazione dei criocontratti è gestita in Accounting, nella sezione "Nuove voci del conto/crea nuova fatt.", verrà visualizzato un nuovo record chiamato "Pazienti con nuove voci di fatturazione per lo stoccaggio", che sarà preceduto da un ! se vi sono paienti con voci di fatturazione non ancora fatturate.



MedITEX IVF Note Rilascio

4) MedITEX Webportal

La possibilità di allegare documenti è stata ripristinata.

Bugs

1) MedITEX IVF

a. Generale

Non è più possibile modificare/rilasciare un Barcode/RFID dalla finestra di assegnazione. Le modifiche potranno essere apportate solamente in Gestione Matchcode.

Risolti piccoli bug nel matcher RFID/Barcode.

La sezione email è stata migliorata e piccoli bug risolti.

Un'immagine paziente corrotta portava a degli errori in fase di creazione di consensi e prenotazione campioni donati. Situazione risolta.

b. Impostazioni

L'errore che appariva inserendo un lotto di materiale senza specificare una data, è stato risolto.

c. Terapia

Nella overview delle terapie le note sono nuovamente visualizzate correttamente.

Due avvisi errati che comparivano in caso di cicli di prelievo di tessuto ovarico, sono stati eliminati.

Tutte le anamnesi possono essere aperte dal ciclo, senza problemi.

d. Anamnesi

Tutti i fattori di sterilità dell'anamnesi femminile possono essere selezionati in qualsiasi ordine.

e. Administration

L'errore relativo alla data utilizzata per la creazione del nome del documento Questionario Anamnesi è stato risolto.

2) MedITEX Scheduler

L'errore che compariva spostandosi da MedITEX Scheduler a MedITEX IVF è stato risolto .

3) MedITEX KPI

I calcoli del tasso di gravidanze cumulativo e del tasso di bassa fecondizzazione sono stati corretti.



MedITEX IVF Note Rilascio

Versione 2.7.1.0

Caratteristiche

2) MedITEX IVF

a. Generale

Gli ID paziente lunghi vengono abbreviati per chiarezza e visualizzati completamente quando si posiziona il mouse sopra di esso.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestra

Modifica persona Partnership Cancella persona Nuovo elemento Stampa etichette

Dati paziente ID Data di nascita Co
Demo, Jane **DMJN0000000000...** **19/06/1968 (49)** **Ri**

Tel: Via/N.: via e numero
Cellulare: Indirizzo Suppl.: PROVINCIA
Email: Tes2t@info.de Periferia
Lingua madre: CAP:
Città MILANO
Medico rif.1: Provincia: Milano
Medico rif.2: Reg. residenza: Lombardia
Medico rif.3: Nazione:
ID coppia: DJDJ0001

DMJN000000000052

b. Anagrafica

Nella gestione dei documenti, è stata aggiunta una piccola nota sull'eliminazione di voci e documenti

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Modifica persona Partnership Cancella persona Nuovo elemento Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Vai al partner

Dati paziente ID Data di nascita Contabilità Medico Bilancio
Demo, Jane **DMJN0000000000...** **19/06/1968 (49)** **Rimb. SSN** **0,00 €**

Tel: Via/N.: via e numero da Nubile: Tessera sanitaria 1:
Cellulare: Indirizzo Suppl.: PROVINCIA Nr. di previdenza sociale Data Scad:
Email: Tes2t@info.de N. Carta Identità N. polizza assicuraz.:
Lingua madre: CAP: Periferia In Crio 0 criocarriers
Città MILANO
Medico rif.1: Provincia: Milano
Medico rif.2: Reg. residenza: Lombardia
Medico rif.3: Nazione:
ID coppia: DJDJ0001 Gruppo etnico:

Gestione documenti Comunicazioni

Tascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Data inizi	Data fine	Tipo	Descrizione	Status	Allegato	Doc. crea
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			

Per cancellare: CANC

c. Laboratorio (tutti i pazienti)

Ora anche l'analisi del liquido seminale può essere visualizzato nell'overview generali di Laboratorio per tutti i pazienti. Questo può essere definito dall'utente con un click, se vuole che le analisi del liquido seminale vengono comprese nella lista o meno.



MedITEX IVF Note Rilascio

Overview Lab. per tutti i pazienti

Resultati Lab Ordini lab

Filtro ID Camp (n. ordine) Data ricezione da fino a Medico / Attenzione per Status approvazione ☐ tutti ☒ Approvati ☐ No status / Attenzione ☒ Mostra analisi liquido seminale

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Ricevuto il	Data camp	ID Camp. (n.)	Paziente	ID Paziente	Tipo	Status risul	Parametro	Abbreviaz	Valore	Unità	Note	Medico	Status appr	Attenzione p	Approv	Allegato
30/01/2018	29/01/2018		Betulla, Bianca	BB03	Chimica clinica	OK	Proteina_C	PROTC	89	%		Pino, Gino	✓			
01/10/2017	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Spermiogramma								✓			
03/01/2018	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Sierologia		anti HCV	aHCV	negativo				✓			
01/10/2017	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Spermiogramma								✓			

d. Overview ciclo

Nella maschera della terapia, è stato aggiunto un menù a tendina per selezionare più facilmente le altre terapie della coppia corrente.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti

1/5

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette

Demo, Jane
ID: DMJN
Nato il: 19/06/1968
Fatturazione: Rimb. SSN

Demo, John
ID: DJ06
Nato il: 13/11/1975
Fatturazione: Rimb. SSN

Overview Pick up Transfer

Inizio: 12/11/2011 Tratt.: FIVET

18/11/2011 00:00 #Ovo: 7

n. 2PNs: 2 n. Emb: 2

20/11/2011 00:00 #Emb: 2

Overview terapia

Tratt.: FIVET [FIVET] #Emb.: 7 [2]
Info trattamento ovociti: IVF a fresco
Indicazioni generali: Idiopatica

Data UM: 12/11/2011
Suppressione: GnRH Ag
Induzione: 08/11/2011-17/11/2011
Long-acting (Gonal-f, Elonva)

E' inoltre possibile creare velocemente un ordine di laboratorio direttamente dall'overview del ciclo. Non è più necessario quindi spostarsi nella sezione Diagnostica Lab.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

2/5

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anagrafica Anamnesi Esami Laboratorio

Demo, Jane
ID: DMJN0000000000...
Nato il: 19/06/1968 (49)
Fatturazione: Rimb. SSN

Demo, John
ID: DJ06
Nato il: 13/11/1975 (42)
Fatturazione: Rimb. SSN

ID terapia: 12
ID Studio: DJ06
Codice coppia: DJDJ0001
Fatturazione: Rimb. SSN

Medico: []

Overview Pick up Coltura Transfer Fase luteale Gravidanza Nascita

Inizio: 10/04/2012 Tratt.: ICSI

18/04/2012 00:00 #Ovo: 1

N. Ov.: 1 n. 2PNs: 1 n. Emb: 1

20/04/2012 09:30 #Emb: 1

Farmaco: OHSS

Overview donna
Nuova voce
Nuovo ordine lab

Overview uomo
Nuova voce
Nuovo ordine lab

Overview terapia

e. Report Editor

Nella tabella IUI/Inseminazione, il campo "Data di aborto" è stato aggiunto.

f. Firma digitale per i consensi

Una volta che il documento riconsegnato dal paziente (.doc, .docx, .pdf) viene scannerizzato e allegato alla maschera del consenso, apparirà il simbolo per la firma digitale alla sinistra dell'allegato.



MedITEX IVF Note Rilascio

Modifica consenso di Demo, Jane (DMOJNA79L52D612Z)

Demo, Jane
12/09/1993 ID: DMOJNA79L52D612Z

Consenso

Consenso crioconservazione ovociti

Creto da
ivf ivf
Creato il
04/05/2015 16:00
Ultima modifica il
31/01/2018 09:57

☒ Consenso accettato e firmato

Note

Ciclo

Terapia pianificata

Documento firmato

Funzionamento firma digitale.doc

Trascinare il documento con il consenso firmato qui...

Doppio click per aggiungere una firma digitale

Firma digitale

Certificate **Itamedical**

Tipo di firma

☐ PDF (PAES)

☒ P7M (CAES)

Cliccandoci sopra due volte (doppio click), il documento potrà essere firmato inserendo la password della firma digitale o con la lettura della smart card.

Modifica consenso di Demo, Jane (DMOJNA79L52D612Z)

Demo, Jane
12/09/1993 ID: DMOJNA79L52D612Z

Consenso

Consenso crioconservazione ovociti

Creto da
ivf ivf
Creato il
04/05/2015 16:00
Ultima modifica il
31/01/2018 09:57

☒ Consenso accettato e firmato

Note

Ciclo

Terapia pianificata

Documento firmato

Funzionamento firma digitale.pdf.p7m

Trascinare il documento con il consenso firmato qui...



MedITEX IVF Note Rilascio

g. Anamnesi

Il layout e la funzionalità della visualizzazione tabellare (anamnesi adattabile) è stata revisionata e resa più intuitiva. E' possibile visualizzare soli i campi definiti come importanti, che ridurranno i tempi di lavorazione. Inoltre, è possibile stampare l'anamnesi adattabile.

Anamnesi donna	
Modifica layout	
Anamnesi	
Data anamnesi	25/01/2018
Medico curante	P., S. Dott.s

3) MedITEX Administration

La massima lunghezza possibile per il nome utente è stata estesa a 31 caratteri. I seguenti caratteri speciali sono ora permessi nel nome utente: \$ % & () = ~ # ! . ,

Bug

1) MedITEX IVF

a. Ciclo

Nella rappresentazione grafica della Coltura, i 2PN possono ora essere marcati come "per transfer".

Il cursore non salta automaticamente nel campo del punteggio successivo nella maschera del transfer quando ci si passa sopra con il mouse.

La visualizzazione della plausibilità del ciclo nella finestra centrale dell'overview è stato corretta

b. Terapia programmata

Sono stati migliorati i problemi relativi al collegamento con il partner e all'apertura dell'anamnesi correlata.

c. Anagrafica

L'errore quando si creava e salvava una lettera terapia è stato risolto
Il titolo è visualizzato correttamente ora.

d. Laboratorio

Quando si apre la sezione Diagnostica Lab, come l'overview Laboratorio, il primo record nella parte alta della pagina è automaticamente selezionato e non uno a caso.

e. Task manager

L'errore che compariva creando una nuova task è stato risolto.

f. Report editor

Alcuni bug quando si creavano report e liste sono stati risolti
La finestra di inserimento dei parametri (condizioni) è visualizzata correttamente.
Inoltre, un errore di filtraggio è stato risolto nella sezione analisi del liquido seminale.



MedITEX IVF Note Rilascio

g. Consensi

Tutti i bookmarks nei template appen definiti si generano e compilano correttamente

h. Donazione – Materiale riservato

L'annullamento della prenotazione del materiale da donatore è stata migliorato

i. Gestione contratti crio

La funzione Ricerca è stata estesa alla Gestione dei contratti crio così che il contratto può essere fatto con il nome del paziente in tutte le 4 tabs.

j. Impostazioni di sistema

Riguardo al periodo di validità dei materiali, sono stati fatti dei miglioramenti per semplificarne l'inserimento.

Il problema riguardante la visibilità delle voci per specifici utenti nella tabella di Sistema "Anamnesi: tipo di elemento" è stato risolto. Tutti i tipi di voci sono visibili ora come sono stati definiti.

2) MedITEX DocLink

Nella sezione Diagnostica Lab, tutti i tipi di voci che sono visibili in MedITEX IVF sono ora disponibili.

3) MedITEX Administration

E' facilmente possibile bloccare e sbloccare aree in Strumenti di Amministrazione adesso.




Versione 2.6.9.0

Caratteristiche

1) MedITEX IVF

a. Campi QM

Nella sezione Campi QM è ora possibile allegare più di un documento



b. Laboratorio

Aggiunta l'unità di misura - "No. Follicoli/cmm".

Inserite maggiori opzioni per il periodo di scadenza degli esami.

c. Firma digitale Documenti

Nuova feature di MedITEX. Per utilizzare tale feature, si deve avere una smart card per la firma oppure inserire nelle impostazioni, la posizione dei file certificato (.cer o .crt) e chiave (.key).

Utilizzando l'opzione di generazione dei certificate, è possibile generare certificate protetti da password per ogni utente.



Documenti possono quindi essere firmati utilizzando una smartcard o utilizzando il certificato protetto da password.

I file firmati contengono i dettagli relative alla firma (un PDF reader permette all'utente di vedere tali informazioni).



MedITEX IVF Note Rilascio

d. Campi note

Ora è possibile inserire hyperlinks nei campi note – con un solo click si accederà al sito specificato.

Attenzione di Demo, Jane (AOMN003000000859)

Attenzione

Inizio Data: 28/11/2017 Ora: 16:43 Da: [dropdown]

Fine: [dropdown] 00:00

ICD10: [dropdown] [dropdown] [dropdown]

Stato: ☐ Normale ☐ Anormale ☐ Attenzione ☐ Confidenziale

Nota: [text area]

MedITEX Manuale Online - sezione italiana

http://wiki.meditex-software.com/index.php?title=Pagina_principale

Pubblica/Invia Lettere Annulla OK

e. Emails


Ora è possibile oltre che la ricezione di mail direttamente in MedITEX, anche il suo invio (e la notifica di nuove email).

Le Email potranno essere inviate dall'indirizzo mail della clinica (es: info@CentroProcreazioneAssistita.com) o dall'indirizzo personale dell'utente (es: demo.dottore@CentroProcreazioneAssistita.com), specificato nelle "Impostazioni personali"

Le Emails potranno essere visualizzate dall'overview o dall'anagrafica dello specifico paziente.



MedITEX IVF Note Rilascio



La configurazione consiste di due parti: In Sistema → sezione “Comunicazioni” (per la configurazione della mail generale del centro) e in “Impostazioni personali” (per la configurazione della mail personale dell’utente).

Bug

1) MedITEX IVF

a. Anamnesi/Diag. Lab

Le tab Messaggi e Diag. Lab in overview sono sincronizzate correttamente quando un’informazione viene inserita/modificata nelle relative sezioni.

b. Info. Donatore

Il campo “N° Massimo di famiglie che possono essere create” se vuoto (cancellato il contenuto con il tasto canc della tastiera) indica la possibilità di creare infinite associazioni, mentre se è presente lo 0 nessuna associazione sarà possibile.

Campi “altezza” e “peso” – quando i campi vengono riempiti, ma nessuna anamnesi esiste, ne verrà creata una nuova, altrimenti verrà aperta l’anamnesi presente.



MedITeX IVF Note Rilascio

c. Report Editor

Errore nel filtro per data (formato) risolto.

d. Task Manager

Problemi presenti nella chat interna sono stati sistemati

e. Culture

Il messaggio “embrioni in stato illecito” è stato eliminato.

2) MedITeX DocLink

L'utente loggato in MedITeX IVF non dovrà più inserire la password aprendo Docklink.



Versione 2.6.7

Caratteristiche

1) Tabelle di sistema

È stata aggiunta la possibilità di attivare/disattivare le voci nelle tabelle di sistema di alcuni campi in MedITEX. In questo modo sarà possibile stabilire quali elementi potranno essere disponibili per l'inserimento.

- Spermioграмма: indicazione
- Anamnesi uomo: testicoli
- Anamnesi uomo: criptorchidismo
- Diagnostica strumentale: tipo di elemento
- Farmaci: area di applicazione
- Farmaci: gruppo → in questa tabella non è possibile inserire nuovi elementi

2) Registro delle attività

Nel registro delle attività è stata aggiunta la tab "Ricerca pazienti", in cui sono elencati i pazienti che sono stati ricercati/aperti con relativa data e utente che ha effettuato la ricerca.

Registrazione delle attività

Selezione paziente:

Mostra cambiamenti da-a:

Ricerca generale:

Account di accesso | Blocco/Sblocco di sezioni | **Ricerca pazienti**

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Cercato il	Cercato a	ID paziente	Paziente	Partner ID	Partner	Cercato da
11.09.2017	12:26	JD1	Demo, Jane	JD2	Demo, John	ivf, ivf
11.09.2017	12:26	DT1	Test, Donna	UT1	Test, Uomo	ivf, ivf

Stampa Chiudi

3) Donazione

Per i donatori, tutti gli utenti ora possono visualizzare solamente l'ID anonimo, ad eccezione degli utenti con il diritto di visualizzare i dati personali dei donatori. Se l'utente ha questo diritto, ha accesso alle seguenti informazioni/azioni:

- Vedere i dati personali dei donatori
- Passare dalla scheda del donatore a quella del ricevente e vice versa
- Tracciare le cellule



MedITEX IVF Note Rilascio

- Ricercare il paziente tramite ID anonimo nella sezione donazioni

4) MedITEX Accounting

a. Numero transazione

Dopo l'attivazione (in Impostazioni → Gestione fattura → Impostazioni fattura), i numeri di transazione possono essere generati per tutte le transazioni eseguite. Si può, inoltre, scegliere per quale tipo creare un numero di transazione separato e generare automaticamente un documento per ogni transazione:

Regole numerazione fatture

Numero progressivo (8-cifre) con zero iniziali

Genera numero di transazione (con regola del num. fattura) per:

- ☒ Nota di credito
- ☒ Pre-pagamento
- ☒ Pagamento
- ☒ Pagamento con credito corrente

Erogatore necessario per creare fatture ☐

Tipo di fattura attiva ☐

Sollecito attivo ☐

Cancellazione fatture possibile ☐

Eliminazione azioni possibile ☒

Destinatario dell'entrata obbligatorio per i pagamenti processati ☐

La data della transazione è in sola lettura ☐

Calcolare saldo conto (per transazione) ☐

Scadenza 30 Giorni

IVA

☐ no

☒ sul totale finale

☐ su ogni voce fattura

IVA standard 0,00 %

codice ICD per elem. fatturazione ☐

Fattore prezzo voce fatt. ☐

Co-payment possibile ☐

Documento di transazione

☒ PDF (crea e apri documento)

☐ PDF (crea solo il documento)

☐ Non creare il documento

b. Registro fatture

Nella finestra "registro fatture – nuova fattura" ora è possibile selezionare tutte le voci aperte con data corrente:

Registro fatture - nuove voci del conto - nuove fatture

Paziente: Demo, Jane ID: 123 Data nasc: 01.1.80

Categorie fatturaz.: Note

Assicuratore: Valido fino a: Status:

N° assicurazione:

Nuove voci del conto / nuova fattura

Voci del conto fatturate o rimborsate

Seleziona tutti gli elementi aperti

Seleziona tutti gli elementi aperti con data corrente

Selezione	Status	Data	Attività	Codice	Nome	Colori	Categorie fattura	Prezzo	Quantità
☐	Nuova fattura	23.5.17		2323	Pick up		Rimb. SSN	100,00	
☐	Apri	22.5.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	01.4.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	22.5.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	12.5.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	01.5.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	01.5.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	01.4.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				
☐	Apri	01.4.17	Nuovo ciclo con pick up	2323	Pick up				

Selezionato Conto: 13

100,00

Voci selezionate:

aggiungi a fattura

combina come un'unica voce

Modello fattura /



Versione 2.6.6

Caratteristiche

1) Invio di email da MedITEX

Finora, le email venivano inviate utilizzando il programma email della clinica, senza che le informazioni venissero salvate in MedITEX. Ora, può essere selezionata una nuova opzione nelle impostazioni per mantenere le comunicazioni direttamente in MedITEX. Sarà così possibile visualizzare i messaggi inviati e ricevuti in un'overview generale oppure per singolo paziente.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) page in the MedITEX IVF application. The page has a navigation bar with 'Home', 'Clinica', 'Sistema', and 'Farmaci'. Below this, there are tabs for 'Generale' and 'Funzioni'. Under 'Funzioni', there are three sub-tabs: 'Tra progr. MedITEX', 'Per programmi esterni', and 'Comunicazioni'. The 'Comunicazioni' tab is selected, showing options for 'Validazione email', 'Account email', and 'Account SMS'. The 'Account email' section is expanded, showing two radio button options: 'Invia email con programma client di email' (unselected) and 'Invia email all'interno di MedITEX IVF' (selected and highlighted with a red box). Below these options is a section titled 'Impostazioni email clinica' with several input fields: 'Ospite' (Clinica Test), 'Porta' (111), 'Nome utente' (Test), 'Password' (masked with asterisks), 'Indirizzo E-mail' (clinica@test.it), and 'Nome del mittente' (Clinica Test). At the bottom of this section is a button labeled 'Test parametri connessione'.

2) Ciclo

a. Gestione dei contratti crio

È stata aggiunta la voce "ogni 10 anni" alle opzioni di fatturazione.

b. Farmaci

È stato aggiunto il farmaco "Pergoveris Pen" alla lista dei farmaci.


3) Anamnesi

1. Nuovo elemento Anamnesi

E' possibile nella sezione Tabelle di sistema (**Sistema-> Configurazione/Amministrazione-> Impostazioni-> Sistema**) creare nuovi elementi di Anamnesi; per ogni tipo di elemento è possibile definire quali utenti possono utilizzarlo e quindi possono crearlo in Anamnesi e quali no.




MedITEX IVF Note Rilascio



Selezionando con un doppio click l'elemento si preme la freccina azzurra nell'ultima colonna "Visibile per" e si deselezionano gli utenti a cui non è necessario l'utilizzo di quell'elemento.

2. Anamnesi adattabile

In anamnesi è disponibile una nuova forma di visualizzazione, l'anamnesi adattabile, che può essere attivata tramite il pulsante QM. L'anamnesi del paziente può, così, essere visualizzata sottoforma di tabella, in cui i campi possono essere aggiunti, rimossi o riordinati.






MedITEX IVF Note Rilascio

4) Report editor

In Report editor è stata aggiunta una nuova tabella relativa agli ordini di laboratorio con cui sarà possibile creare dei template per la stampa degli ordini di laboratorio e i relativi esami associati.



Versione 2.6.5

Caratteristiche

5) Anagrafica pazienti

a. Relazione Comuni-Provincia-Regione

Inserendo il comune di nascita e di residenza, la provincia e la regione verranno riempite automaticamente.

Indirizzo

Via/N.

via prova n°5

Indirizzo aggiuntivo

Periferia

CAP

Comune

RIMINI

Provincia

Rimini

Regione

Emilia-Romagna

Nazione

Italia

Usare indirizzo postale diverso

Assicurarsi di usare i segnalibri di indirizzo corretti nei template. Se *diverso indirizzo postale* non è usato, i segnalibri conterranno i campi dell'indirizzo.



MedITEX IVF Note Rilascio

b. Controllo di presenza e congruenza (solo codice catastale e numero caratteri) del codice fiscale

ID Identità

N. Carta Identità

Paese di emissione

Numero previdenza

Codice fiscale/STP

Regola (solo se non inizia con 'STP'): 16 caratteri di lunghezza, caratteri 12-15 = codice catastale del luogo di nascita

Confermare

Codice fiscale mancante o non valido
Procedere comunque?

6) Registro attività – Lista delle sezioni bloccate

Nella sezione di Registro delle Attività (raggiungibile da Reports) è stata inserita una nuova tab, dove verranno elencate tutte le sezioni di MEDITEX bloccate dagli utenti.

Registrazione delle attività

Selezione paziente Mostra cambiamenti da-a 25/06/2017 29/06/2017 Ricerca generale

Modifiche ai dati Account di accesso Blocco/Sblocco di sezioni

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna


Data	ID Paziente	Nome paziente	Sezione	Satus	Staff
29/06/2017 17:10	3333	Demo, John	Diagnostica lab e spermiogrammi		ivf ivf
29/06/2017 17:10	3333	Demo, John	Diagnostica lab e spermiogrammi		ivf ivf
29/06/2017 17:09	3333	Demo, John	Diagnostica lab e spermiogrammi		ivf ivf
29/06/2017 17:09	AOMN003000000859	Demo, Jane	Coltura		ivf ivf
29/06/2017 14:58	32317050	Demo, Donna	Generale (Terapia)		ivf ivf

7) Collegamenti

Sono state inserite due nuove sezioni configurabili dall'utente nella area contenente la lista delle combilazioni dei tasti di scelta rapida. Ora è possibile saltare da un'area all'area relativa alla coppia aperta (es. Anagrafica, Anamnesi, Esami e Spermiogrammi) da qualsiasi parte del programma; inoltre premendo sul pulsante Esc, il programma tornerà alla finestra iniziale.




MedITEX IVF Note Rilascio



8) Cicli programmati

Premendo Si sulla finestra rappresentata in figura, nella casella “durata del ciclo” verrà inserita una media dei giorni inseriti nell’anamnesi collegata.



9) Report Editor

Documenti e lettere potranno essere create anche in formato .docx

10) Criobanca

Nella sezione delle paillettes riservate sono resi disponibili due pulsanti, il – per lo scongelamento della paillette e sulla destra il pulsante per rimuovere la prenotazione.



MedITEX IVF Note Rilascio

Crio Gin di Demo, Jane (AOMN003000000859)

Attualmente in conservazione

Storico

Materiale proprio

Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Crio carrier	Posizione di stoccaggio	Pos.	Cl. 1	Cl. 2	n° contratto	Periodo pianificato
20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017			128		2		☐							
10/02/2016	12/08/2016	12/08/2016			321				☒		Banca 5 5				00 00 20	
10/02/2016	12/08/2016	12/08/2016			321				☒		Banca 5 5				00 00 20	
10/02/2016	12/08/2016	12/08/2016			321				☒		Banca 5 5				00 00 20	

Materiale riservato

Ovociti/embrioni riservati

Liq. sem. riservato

Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	ID crio carrier	Posizione di stoccaggio	Pos.	Cl. 1	Cl. 2	n° contratto	Periodo pianificato
01/01/2000	01/01/2002			2									Marzo 2017

+ -

Stampa

Fatture

Annulla

Chiudi

11) MedITEX KPI

a. Tabella Valori

Ora è possibile esportare la tabella dei valori

MedITEX Key Performance Indicators v2.6.5.0

Quit Help

PG KPI (Fresh cycles)

- Positive test per retrieval
- Positive test per retrieval (first or second cycle)
- Positive test per ET
- Positive test per ET (first or second cycle)
- Biochemical PG per retrieval
- Biochemical PG per retrieval (first or second cycle)
- Biochemical PG per ET/IUI
- Biochemical PG per ET/IUI (first or second cycle)
- Clinical PG in started Cycles
- Clinical PG in started Cycles (first or second cycle)
- Clinical PG per retrieval
- Clinical PG (+HB) per retrieval
- Clinical PG per retrieval (first or second cycle)
- Clinical PG (+HB) per retrieval (first or second cycle)
- Clinical PG per ET/IUI
- Clinical PG (+HB) per ET/IUI
- Clinical PG per ET/IUI (first or second cycle)
- Clinical PG (+HB) per ET/IUI (first or second cycle)

Filter

Reference date: Date of LMP / Therapy start

Period from: to

Treatments: Treatment type: Age groups: Location:

Grouping

☐ Time period
☒ Staff FA: Embryologist
☐ Treatments
☐ Age groups
☒ Stimulation protocol
☐ Medication
☐ Patient's location

Maximum of two parameters may be used for grouping.

GO! Sum Legend Labels By years Invert Rotate text Details Target value Export Print

Chart **Table**

Clinical PG per ET/IUI (%)

Period: Unlimited


KPI values as Excel table Ctrl+E
KPI values into clipboard Ctrl+Alt+C
KPI values as bitmap image Ctrl+Alt+I
Details as Excel table Ctrl+D
Chart into clipboard Ctrl+C
Chart as bitmap image Ctrl+I

b. Filtro "Embrilogi"

Diverse Query hanno ora la possibilità di essere raggruppate per Embrilogio al Pickup e all'inseminazione.



MedITEX IVF Note Rilascio



12) Interfaccia MedITEX con Incubatore GERI

Ora è possibile collegare a MedITEX l'incubatore GERI e Embryoscope (i quali invieranno le immagini direttamente alla coltura). L'anagrafica del paziente può essere trasferita con un Click. La stessa funzionalità è disponibile anche per l'incubatore Gidget prodotto da Merck Serono.



13) DICOM

Immagini non collegate a nessuna terapia esistente verranno inserite in un ciclo ecografico.

Bugs Risolti

1) MEDITEX IVF

a. Generale

MedITEX IVF non si chiude più se la sessione utente si interrompe. L'utente è disconnesso e verrà visualizzata la schermata di accesso.

È possibile creare nuovamente i codici di identificazione coppia con zeri iniziali.

Mentre la finestra di accesso è aperta, ad es. Dopo il logout automatico, MedITEX può ora essere minimizzato.

b. Ciclo

È possibile aprire documenti collegati in tutte le aree.

Le ecografie di gravidanza, inclusa la settimana di gravidanza, possono anche essere documentati durante cicli di inseminazione e rapporto mirato.

Lo stadio della cellula congelata viene riportato nel ciclo da scongelamento.

c. Storia medica

È stato aumentato il numero campi per le malattie precedenti e i fattori di sterilità.

d. Editor di report



MedITEX IVF Note Rilascio

Facendo doppio clic su un risultato si salta nel ciclo corretto del paziente.
Le lettere con caratteri speciali nel nome possono essere create correttamente.

e. Diagnostica del laboratorio

L'indicazione e il campo note non sono più copiati nello spermioγραμμα dello scongelamento.

Nell'ordine di laboratorio, è possibile stampare tutte le etichette facendo clic su "Stampa tutte le etichette".

Nella finestra multi-entry, ora è possibile immettere valori senza un'unità.

f. Taskmanager

Problemi di prestazione in Task Manager sono stati corretti.

Nel piè di pagina, è stato aggiunta la dicitura "coppia corrente". Ciò consente di vedere se una tas, relativa alla coppia attualmente aperta, deve ancora essere completata.

2) MedITEX DocLink

Non è più richiesto l'accesso multiplo all'interno di un processo di importazione.

MedITEX DocLink utilizza automaticamente l'utente attualmente connesso da MedITEX IVF per accedere.

3) MedITEX Administration

Se vengono assegnati ad un utente, diritti di amministratore, esso otterrà automaticamente tutti i diritti per tutti i domini, indipendentemente da quali diritti aveva precedentemente.

4) SMS

Sono stati risolti i problemi con l'invio di SMS e relativi messaggi di stato.

Version 2.6.4

Caratteristiche

1) Witness

Attraverso questa nuova funzionalità, viene richiesto di confermare la propria identità (mediante l'inserimento della password o scansionando il barcode) per completare una certa azione.

Nelle impostazioni (Sistema -> Config/Ammin -> Impostazioni -> Sistema -> Funzioni -> Witness) è possibile attivare/disattivare questa funzione o scegliere per quali azioni attivare il witness.



MedITEX IVF Note Rilascio

Sezione di MedITEX	Azione	Attivo	Crea documento	Template
Androlab	Creazione/Modifica di uno spermogramma	☐	☐	
Crio Andro	Nuova crioconservazione	☐	☐	
Crio Andro	Rimozione di straw	☐	☐	
Crio Gin	Rimozione di ovociti/embrioni	☐	☐	
Crio Gin	Nuova crioconservazione	☐	☐	

È anche possibile creare un template per il documento che si creerà ogni volta che viene utilizzata la funzione witness. Per creare il template, fare doppio clic sull'icona "template" relativa alla sezione di MedITEX desiderata. Si aprirà una finestra simile a quella per la creazione dei consensi:

Bookmark	Uso	Esiste nel template
1. Witness username	☐	☐
1. Witness name	☐	☐
1. Witness surname	☐	☐
1. Witnessing date	☐	☐
1. Witnessing time	☐	☐
1. Witnessing ID	☐	☐

Trascinare il file Word da usare come modulo nella barra "template" a scegliere i segnalibri da inserire nel file.

Per consultare la lista delle operazioni di witness effettuate, nella pagina principale in alto a destra cliccare sul pulsante "witness"





MedITEx IVF Note Rilascio


Nella tab “Dettagli witness” troverete la lista dei testimoni, mentre nella tab “Witness matcher” sono elencati i match effettuati con RFID.

ID paziente	Nome paziente	Sezione di MedITEx	Azione	Testimoniato il	Testimone	ID witness	Documento Witness
3333	Demo, John	Androlab	Creazione/Modifica di uno spermogramma	05/05/2017 09:10	mf, mf	1_050520170910_1_M	
3333	Demo, John	Androlab	Creazione/Modifica di uno spermogramma	05/05/2017 09:05	mf, mf	1_050520170905_1_M	

Paziente	Testimoniato il	Testimone	Punto witness
Demo, Donna	01/03/2017 10:21:08	B. F. Dr.	32317650 Sig.ra Demo, Donna: <E00401001D4B7157>
Demo, John	01/03/2017 10:20:50	mf, mf	3333 Sig.ra Demo, Donna: Crioconservazione sperma <E00401001D4B7A77> 32317650 Demo, John: <E00401001D4B7157>
Demo, Donna	01/03/2017 10:20:50	mf, mf	32317650 Sig.ra Demo, Donna: <E00401001D4B7157> 3333 Demo, John: Crioconservazione sperma <E00401001D4B7A77>
Demo, John	01/03/2017 10:20:47	mf, mf	3333 Sig.ra Demo, Donna: Crioconservazione sperma <E00401001D4B7A77> 32317650 Demo, John: <E00401001D4B7157>
Demo, Donna	01/03/2017 10:20:47	mf, mf	32317650 Sig.ra Demo, Donna: <E00401001D4B7157> 3333 Demo, John: Crioconservazione sperma <E00401001D4B7A77>
Demo, Jane	01/02/2017 14:30:56	mf, mf	nuovo Demo, Jane: <E00401001E59298B> 3333 Demo, John: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, John	01/02/2017 14:30:56	mf, mf	3333 Demo, Jane: Spermogramma <E00401001D4B7157> nuovo Demo, John: <E00401001E59298B>
Demo, John	01/02/2017 14:30:52	mf, mf	3333: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, Jane	01/02/2017 14:30:45	mf, mf	nuovo Demo, Jane: <E00401001E59298B>
Demo, Jane	01/02/2017 14:30:37	mf, mf	nuovo Demo, Jane: <E00401001E59298B> 3333 Demo, John: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, John	01/02/2017 14:30:37	mf, mf	3333 Demo, Jane: Spermogramma <E00401001D4B7157> nuovo Demo, John: <E00401001E59298B>
Demo, Jane	01/02/2017 14:30:11	mf, mf	nuovo Demo, Jane: <E00401001E59298B> 3333 Demo, John: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, John	01/02/2017 14:30:11	mf, mf	3333 Demo, Jane: Spermogramma <E00401001D4B7157> nuovo Demo, John: <E00401001E59298B>
Demo, John	01/02/2017 14:29:55	mf, mf	3333 Demo, Jane: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, John	01/02/2017 14:29:24	mf, mf	3333 Demo, Jane: Spermogramma <E00401001D4B7157>
Demo, Jane	01/02/2017 14:29:05	mf, mf	nuovo Demo, Jane: <E00401001E59298B> 3333 Demo, John: Spermogramma <E00401001D4B7157>

2) Possibilità di separare le finestre


È possibile impostare alcune finestre (ad esempio Lab Overview, Report Editor ecc) in modo che siano “floating”. In questo modo non sarà più necessario andare sul menù “Finestre” per renderle nuovamente visibili, ma sulla barra di Windows ci saranno più icone per MedITEx, a seconda di quante finestre sono aperte, e sarà possibile aprirle direttamente da qui.



Per attivare questa funzionalità basta cliccare con il tasto destro sulla barra superiore della finestra (ad es. Lab overview) e selezionare “Separa finestra”.




MedITEX IVF Note Rilascio



3) Stampa dei risultati di laboratorio

Si possono ora stampare solamente i risultati di laboratorio selezionati cliccando, nella sezione “Diagnostica Laboratorio”, Lettere e scegliendo “Risultati di laboratorio selezionati” dopo aver selezionato le righe desiderate.



4) Nuovo campo “Prima osservazione 2pn”

La documentazione di quelle cellule che ad una prima osservazione sono 0 o 1PN, ma che successivamente continuano la loro divisione, subirà delle modifiche.

Da questa versione di MedITEX è possibile documentare lo stadio della cellula alla prima osservazione. La cellula verrà segnata come 2PN e nel campo “1^ osservazione 2PN”, presente in dettagli cellula (doppio click sulla cellula in questione) o nella tabella di destra, verrà inserita l'opzione desiderata.



5) Stato approvazione nello Spermiogramma

Ora è possibile inserire uno stato approvazione nello Spermiogramma. È sufficiente cliccare sulla tab “Status approvazione” nella finestra dello Spermiogramma e scegliere “Approvato” o “Attenzione”.



MedITEX IVF Note Rilascio

Spermiogramma di Demo, John (JD3)

Data di raccolta: 03.05.2017 Ora: 09:27 Periodo di astinenza [gg]: Inizio analisi: 00:00

Data scongelamento: ID Campione: Indicazione: Nessuno Sperma da donatore: Per donazione: Metodo di raccolta: Luogo di raccolta: Difficoltà di raccolta:

Analizzato da: Aspetto: Odore: Viscosità: Tempo di liquefazione [min]: Agglutinazione: Trattamento: Punteggio: DNA Frammentato (%):

Prima della preparazione: Parametro: Files: Possibile quantit? Non indagata

Volume [ml]: pH: Conc. [10⁶/ml]: Vitalità [%]: Leucociti [10⁶/ml]: Cellule rotonde [10⁶]: Motilità: WHO AB [%]: WHO C [%]: WHO D [%]: N. spermatozoi a mot. prog. [10⁶]: Motilità compless. [A% + B% + C%]: Somma 0%


Numero totale spermatozoi [10⁶]: Cell. perossidasi-positive [10⁶/ml]: Immunobead test [% adese]: MAR test [%]: Morfologia: Forme normali [%]: Difetti testa [%]: Difetti collo e tratto interm. [%]: Difetti flagello [%]: Droplets citopl. [%]: Difetti multipli [%]: Teratozoospermia (TZI):

Diagnosi: Status approvazione... Approvato: Attenzione: Attenzione per: Bianchi, Luigi Dott. Approvazione: commento:

Tempo tra raccolta ed uso: 00:00 N. sperm. mobili per inseminazione [x10⁶]: Volume inseminazione [ml]: Motilità a 24h [%]:

Crea lettera Cambia paziente Annulla OK

6) Nell'Overview di laboratorio vengono mostrati anche gli spermiogrammi



Cliccando sul pulsante "Laboratorio" nella pagina principale, adesso vengono elencati anche gli spermiogrammi (con relativo stato di approvazione)

Risultati Lab

Ordini lab

ID Camp (n. ordine)

Data ricezione da

fino a

Medico / Attenzione per

Status approvazione

Filtro

01.4.17

Bianchi, Luigi Dott

tutti Approvato No status / Attenzione

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Ricevuto il	Data campione	ID Camp. (n. ordine)	Paziente	ID Paziente	Tipo	Status risultati	Parametro	Abbreviazione F	Valore	Unità	Note	Medico	Status approvaz	Attenzione per	Approvazi	Allegato
05.04.2017	05.04.2017		Demo, John	JD3	Spermiogramma							Bianchi, Luigi Dott		Test, Test	rightleft	
06.04.2017	06.04.2017		D., J.	JD1	Spermiogramma							Bianchi, Luigi Dott		ivf, ivf		
01.04.2017	01.04.2017		D., J.	JD1	Spermiogramma							Bianchi, Luigi Dott				
03.04.2017	03.04.2017		D., J.	JD1	Spermiogramma							Bianchi, Luigi Dott				
03.05.2017	03.05.2017		Demo, John	JD3	Spermiogramma							Bianchi, Luigi Dott		Bianchi, Luigi Dott		

Risultati Lab

Ordini lab

ID Camp (n. ordine)

Data ricezione da

fino a

Medico / Attenzione per

Status approvazione

Filtro

01.4.17

ivf, ivf

tutti Approvato No status / AT

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Ricevuto il	Data campione	ID Camp. (n. ordine)	Paziente	ID Paziente	Tipo	Status risultati	Parametro	Abbre
06.04.2017	06.04.2017		D., J.	JD1	Spermiogramma			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Chimica clinica		AT III	AT3
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Chimica clinica		PTT	PTT
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Chimica clinica			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Chimica clinica			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Chimica clinica			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Ormoni			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Ormoni			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Ormoni			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Ormoni			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Ormoni			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Genetica			
06.04.2017	06.04.2017	LO41	Lady, Young	YL1	Genetica			

Apri Diagnostica Lab. paziente

Apri paziente in MedITEX Scheduler

Status risultati: normale

Status risultati: anormale


Status approvazione: approvato

Status approvazione: attenzione

Export dati in Excel

Stampa tabella

7) Passare all'anagrafica dall'overview ciclo




Nell'overview del ciclo, nella barra superiore cliccando sul pulsante "Anagrafica" si apre direttamente la finestra di modifica dei dati anagrafici della paziente. Se invece si clicca sulla freccia verso il basso, è possibile scegliere se aprire la finestra relativa all'anagrafica della paziente o del partner.



MedITEX IVF Note Rilascio

8) Stampa etichette

Ora è possibile stampare etichette da tutte le sezioni di MedITEX tramite il pulsante



9) Diritti per creare/modificare ID

I diritti per poter modificare gli ID (ID paziente, ID coppia e ID anonimo) da parte di ogni utente vanno definiti in MedITEX Administration:

Creare gli ID, invece, è sempre possibile anche quando l'utente non è abilitato a modificarli.

10) Nuovo campo "identità sessuale" in anagrafica

Nella finestra di modifica dei dati anagrafici, ora è possibile indicare l'identità sessuale dei pazienti:


11) Scongellare più paillette contemporaneamente dalla crio femminile

In un ciclo da scongelamento, in coltura adesso si possono scongelare contemporaneamente più paillettes dalla criobanca femminile. È sufficiente selezionare (nella finestra 1) le paillettes che si desiderano scongelare (tenendo premuto il tasto CTRL sulla tastiera) e cliccare su "seleziona". Nella finestra 2 si può



MedITEX IVF Note Rilascio

clickare su “scongela” per ogni paillette che si scongela oppure, cliccando sulla freccia verso il basso, si possono scongelare tutte le paillettes in una volta.




12) Nuova tabella di sistema per “Religione” in Anagrafica

In anagrafica ora si può scegliere dal menù a tendina la religione dei pazienti. È inoltre possibile modificare le voci del menù a tendina dalle impostazioni (Sistema -> Config/Ammin -> Impostazioni -> Sistema -> tabelle di sistema).

13) Ciclo – Informazioni allergie

Nella fascia nera del ciclo, passando sopra con il mouse o cliccando sulla nuova icona, verranno visualizzate, le allergie documentate nella Anamnesi collegata la ciclo.



14) Ciclo – Informazioni aggiuntive

Nell'overview del ciclo ora compaiono anche le informazioni aggiuntive inserite in Dettagli terapia (IVM, Preservazione Fertilità ...)



MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX IVF V2.6.4.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazier

50 / 50

Dettagli Terapia

Demo, Jane

ID: AOMN003000000
Nato il: 12/09/1979 (37)
Fatturazione: Integr. DGR

Overview **Pick up** **Coltura**

Inizio: 23/06/2017
Tratt.: FIVET

Overview terapia

Tratt.: FIVET - **IVM, Preservazione fertilità** # Emb.: 0 [0]
Info trattamento ovociti:

15) Donazione

Nella sezione delle caratteristiche personali della persona/donatore sono state inserite informazioni provenienti dall'anamnesi corrente. Per aggiornare queste informazioni fare doppio click e aprire l'anamnesi.

Informazioni persona e donatrice di Demo, Jane (AOMN003000000859)

[AOMN003000000859] Demo, Jane(data nas.: 12/09/1979)

Informazioni persona e prenotazioni Caratt. personali Consenso donazioni Storico donazione

Caratteristiche fisiche Caratteristiche psicologiche Caratter. sociali ed altre caratt.

Analisi cromosomica Risultati positivi Peso 50 [kg] BMI 19,5

Fibrosi cistica Portatore eterozigote Altezza 160 [cm]



Versione 2.6.2

Caratteristiche

1) Pagina Principale

a. Informazioni trattamento ovociti nell'overview dei cicli

Una nuova colonna rende visibili ulteriori dettagli sul trattamento.

The screenshot displays the MedITEX IVF v2.6.2.0 software interface. The top menu bar includes File, Sistema, Importa, Esporta, Reports, Lettere, Ricerca per Pazienti, Strumenti, Finestre, and Aiuto. The main window is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with patient information for DEMO, Jane (12/09/1979, 36) and DEMO, John (05/08/1975, 40). The central area shows the 'Overview' section for a cycle, with a table of treatments. A red box highlights the 'Info trattamento ovociti' column, which contains entries like 'FET ex ICSI', 'Fresh IVF', and 'Mix of fresh and thawed eggs'. The bottom of the screen shows a summary of the cycle, including 'Up: 6', 'Gravidanze: 5', and 'Bambini: 4'.

Per esempio: la colonna "FET ex ICSI" identifica uno scongelamento di embrioni che erano stati precedentemente trattati con ICSI.

Se nella finestra di creazione di un ciclo ICSI sono selezionate le opzioni "Preservazione fertilità" o "Congelamento ovociti" e tutti gli embrioni sono quindi stati congelati nella colonna "Info trattamento ovociti" comparirà "Fresh ICSI freeze all".

Ciclo - 2032139; DEMO, Jane

DEMO, Jane
12/09/1979 (36)

DEMO, John
05/08/1975 (40)

Generale | Misure aggiuntive | Documenti

Trattamento: ICSI

☐ IVM
☐ IMSI
☒ Preservazione fertilità
☐ Congelamento ovociti



MedITEX IVF Note Rilascio

DEMO, Jane ID: 2032139 Nato il: 12/09/1979 (36) Fatturazione: Pagante/ass. pr		DEMO, John ID: 2032140 Nato il: 05/08/1975 (40) Fatturazione: Pagante/ass. pr	
Overview Inizio: 04/04/2016 Tratt.: Scong/transfer...	Pick up Inizio: 04/04/2016 Tratt.: Scong/transfer...	Coltura N. Ov.: 2 n. 2PNs: 2 n. Emb: 2	Transfer 07/04/2016 00:00 #Emb: 2
Overview terapia Tratt.: ICSI [Scong/transfer da scong.] # Emb.: 0 [2] Data UM: 04/04/2016 Info trattamento ovociti: FET ex ICSI Indicazioni generali: 2°/3° Fattore multiplo femminile Protocollo: Med. a lungo termine Pianif. raccolta seme: Nessuna selezione Pianif. misure aggiuntive: Indicazione PBD: Indicaz. PGD: Note			

Questa informazione è anche visibile nell'overview del ciclo e può essere esportata con l'utilizzo di Report Editor.

b. Moduli Consensi

Tutti i consensi obbligatori di uno specifico gruppo possono essere aggiunti con un click.

Ciclo n.	Nome consenso	Gruppo consensi	Data	Stato
1	General consent	Dati anagrafici	15/05/2015	✓
1	Consent for drug application	Ciclo	29/06/2015	✓
1	Crioconservazione ovociti/emb	Ciclo	29/06/2015	✓

2) Maschera di Laboratorio

La finestra relativa al laboratorio è stata riorganizzata con l'aggiunta di una nuova area chiamata "Status Approvazione". I nuovi risultati di laboratorio possono essere approvati o sottoposti all'attenzione di qualcuno.

Ormoni
Data: 01/08/2016 00:00 Medico: BB, AA
ID Campione:
Parametro: FSH Valore: 5 mIU/ml
Periodo validità: illimitato
Note:
Interv. valori param. Donne: Fase follicolare: 3,35 - 21,63 Picco ovulatorio: 4,97 - 20,82 Fase luteale: 1,11 - 18,99 Postmenopausa: 2,50 - 150,53 Uomini: 1,37 - 18,58
Status approvazione: ✓ Approvato ○ Attenzione Attenzione per:
Commenti:
OK Annulla



MedITEX IVF Note Rilascio

Quando viene selezionata l'opzione Attenzione è possibile inserire il medico a cui è necessario sottoporre il risultato dell'esame.

Nella sezione Diagnostica Laboratorio in cui sono elencati tutti gli esami comparirà, nella riga dell'esame corrispondente, l'icona dell'attenzione e il nome del medico interessato.

Diagnostica lab donna
DEMO, Jane

ID: 2032139 Data di nascita: 12/09/1979 (36) Contabilità: Pagante/ass. priv.BB, AA Medico:

Data prima visita: 08/01/2015 Peso: 65 [kg] Stato di salute: SI
Altezza: 160 [cm]
Gravid: 2 Para: 1 Aborto ind.: 0 Extrauterina: 0 BMI: 25,4

Valori lab Ordini lab

Data	Tipo	Gruppo	ID Campione	Parametro	Abbreviazione P	Valore	Unità	Medico	Status approvazio	Attenzione per	Allegato
01/08/2016	Ormoni	Generale		FSH	FSH	5	mIU/ml	BB, AA		Minù, Signora Dott.	
21/05/2015	Genetica	Genotipo	3	Fattore V Leiden	FVL	eterozigote					
21/05/2015	Genetica	Genotipo	3	MTHFR	MTHFR	normale					

Dall'icona "Laboratorio" presente nel barra menù è possibile aprire l'overview di laboratorio. Questa overview viene filtrata automaticamente quando viene aperta: saranno visualizzati i risultati degli esami di laboratorio nuovi, non approvati o sottoposti all'attenzione dell'utente che sta utilizzando il programma in quel momento delle ultime due settimane.

MedITEX IVF v2.6.2.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

DEMO, Jane Scheduler Accounting Nuovo paziente Nuova coppia Comunicazioni **Laboratorio**

Overview Lab. per tutti i pazienti

Risultati Lab Ordini lab

Filtro ID Camp (n. ordine) Data ricezione da 19/07/2016 fino a Clinica / Attenzione per ivf, ivf Status approvazione: ☐ tutti ☐ Approvato ☒ No status / Attenzione

Ricevuto il	ID Camp. (n)	Paziente	ID Paziente	Tipo	Gruppo	Status risu	Parametro	Abbreviaz	Valore	Unità	Medico	Status app	Attenzion
01/08/2016		DEMO, Jane	2032139	Ormoni			FSH	FSH	5	mIU/ml	BB, AA		ivf, ivf
08/08/2016		DEMO, John	2032140	Ematologia	Coagulazione		Epatite B	EPA-B	negativo	1000/ml	ivf, ivf		
01/08/2016		DEMO, Jane	2032139	Chimica clinica			Bilirubina	BILI	5	mg/dl	ivf, ivf		
02/08/2016		DEMO, John	2032140	Ormoni			Testosterone-totale	TESTG	5	ng/ml	ivf, ivf		

4


Chiudi

La data di ricezione è l'effettiva data di creazione dell'esame, nel campo "Data ricezione da" viene automaticamente inserita la data di due settimane precedenti alla data corrente. E' possibile poi effettuare una ricerca in base a data, ID campione e status dell'approvazione per trovare l'esame/i desiderati.




MedITeX IVF Note Rilascio

A tutti i risultati selezionati dall'overview è possibile dare uno status aprendo il menù a tendina con il tasto destro del mouse.



3) Lista dei Centri PMA

Sono stati aggiunti nuovi campi alla lista come ad esempio l'indirizzo mail o il numero telefonico.



4) MedITeX Scheduler

Le impostazioni per la definizione degli orari di lavoro (piani di lavoro) sono stati completamente riorganizzate. Per ulteriori informazioni visitare la MedITeX WIKI:

http://wiki.meditex-software.com/index.php?title=Editor_Orari_di_lavoro



MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX Terminplanner v2.6.2.0

File Sistema Reports Importa Info

Periodo selezionato: lunedì 1 agosto 2016 - domenica 7 agosto 2016

Seleziona delle risorse

Settimana corrente

Seleziona delle risorse

Settimana corrente

Definisci orario di lavoro

Cancella orario di lavoro

Riesci la struttura dell'orario di lavoro

Copia l'orario di lavoro ad altre risorse

Non sovrascrivere questo giorno nella copia/ripetizione

Copiere Forario di lavoro per Inf, Inf:

Copia: ☒ Giorno ☐ Periodo

Da: 01/08/2016

Fino: 31/07/2017

Per risorse: Inf, Inf

OK



Versione 2.6.1

Caratteristiche

14) Finestra di inserimento Standard

a. Attenzione


Tutte le finestre, in cui il check su “Attenzione” è inserito, verranno mostrate nella finestra addizionale che si apre al momento della ricerca del paziente.



MedITEX IVF Note Rilascio


b. Informazioni confidenziali

La nuova opzione “Confidenziale” è visibile per gli utenti che hanno i diritti. Solo gli utenti che li possiedono possono vedere e aprire le voci in cui è presente l’opzione “Confidenziale”.



c. Nuove informazioni dalla finestra principale

Dalla finestra principale nella sezione “Messaggi”, si possono inserire e rendere visibili delle informazioni (solo quelle che sono state gestite nelle impostazioni possono essere visibili nella finestra principale).



d. Voci consultabili direttamente dalla finestra del ciclo

Tutte le informazioni sono accessibili all'interno del ciclo nella barra degli strumenti.



MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX IVF v2.6.1.7

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

25 / 27

Dettagli Terapie Stampa Messaggio Scheduler Accounting Anagrafica Anamnesi Esami Laboratorio

Demo*, Jane		Demo, John		ID terapia: 399	ID Studio: 399
ID: 2032139	Nato il: 12/09/1979 (36)	ID: 2032140	Nato il: 05/08/1975 (41)	ID Studio: 399	ID Studio: 399
Fatturazione: Integr. DGR		Fatturazione: Integr. DGR		Codice coppia: DJDJ0001	Fatturazione: Integr. DGR

Overview	Pick up	Coltura	Transfer	Fase luteale	Gravidanza
Inizio: 30/12/2015 Tratt.: FIVET	18/01/2016 09:54 #Ovo: 5	N. Ovi: 5 n. 2PNs: 5 n. Emb: 2	21/01/2016 00:00 #Emb: 2	Farmaco: OHSS:	24/11/2015 #CA IU: 2

Overview terapia

Tratt.: FIVET [FIVET] # Emb.: 0 [2]

Indicazioni generali:

Protocollo:

Med. a lungo termine

Planif. raccolta seme: Nessuna selezione

Planif. misure addizionali: Diagnosi globulo polare, PGD

Indicazione PBD: Età

Data UM: 30/12/2015

Misure addizionali eseguite: Analisi PID: globulo polare (08/01/2016)

Anamnesi donna associata (01/01/2015)

Anamnesi uomo associata (01/01/2015)

Attenzione (08/03/2016)

Attenzione (10/02/2015)

diario clinico (13/05/2015)

diario clinico (12/02/2015)

Note (10/02/2015)

Prescription from cycle (07/01/2016)

Prescription from cycle (13/05/2015)

Nuova voce

Attenzione (08/03/2016)

Nuova voce




MedITEX IVF Note Rilascio

15) Ciclo

a. Pianificazione


Raggruppamento dei templates

I Templates possono essere raggruppati, permettendo così di avere una visione e un accesso più immediato agli stessi.



Copia dei dosaggi

Cliccando in una cella in cui il dosaggio è già inserito è possibile, tenendo premuto Ctrl e un'altra cella nella stessa linea, copiare il valore del dosaggio dalla prima cella per tutte le successive fino all'ultima selezionata (come nella parte di stimolazione relativa al ciclo).






MedITEX IVF Note Rilascio



MedITEX IVF Note Rilascio

Aggiunta di un farmaco

Facendo doppio click nel nome di un farmaco, è possibile scegliere un farmaco differente nella stessa area di applicazione.




Inserimento nel ciclo di tutti i farmaci

Quando si genera un ciclo, il farmaco che non ha valori di dosaggio, viene comunque inserito nell'overview del ciclo.

Piano terap.																	
	rescritt	Frequenz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Evento																	
Data UM																	
PU																	
Medicazione																	
Follina [mg]																	
GH [IU]																	
Fostimon [IU]																	
Ecografia																	
Ecografia follicoli																	

b. Overview del ciclo nella finestra principale

Nuove colonne sono state aggiunte alla griglia dell'Overview del ciclo nella finestra principale.





MedITEX IVF Note Rilascio



MedITEX IVF Note Rilascio

c. Allegare documenti al ciclo

Utilizzando la nuova sezione "Documenti", è possibile aggiungere documenti al ciclo trascinandoli all'interno della finestra. Tutti i documenti allegati possono anche essere visualizzati nella sezione Documenti dell'Anagrafica.

The screenshot displays the MedITEX IVF v2.6.1.7 software interface. The main window is titled 'Ciclo - 2032139; Demo*, Jane'. It features a sidebar on the left with patient details and a main area with tabs for 'Generale', 'Misure aggiuntive', and 'Documenti'. The 'Documenti' tab is selected, showing a list of documents and a 'Gestione documenti' panel on the right. The panel lists various documents such as 'Tutti i documenti (152)', 'Archivio documenti (13)', 'Contratto ciclo (3)', 'Documenti Ciclo (1)', 'Fattura ciclo (1)', 'Foglio trattamento (50)', 'Lettera anamnesi (7)', 'Lettera paziente (13)', 'Lettera paziente (40)', 'Ordine lab. (2)', 'Prescrizione (2)', 'Prescrizione medica (11)', and 'Referto Farmaci (3)'. A red box highlights the 'Documenti' tab in the main window.

d. Ecografia follicolare

E' possibile passare dalla visualizzazione grafica a quella numerica. La visualizzazione grafica può mostrare al massimo 3 follicoli per ogni dimensioni e lato (visualizzati come punti).

The screenshot displays the MedITEX IVF v2.6.1.7 software interface. The main window is titled 'Ciclo - 2032139; Demo*, Jane'. It features a sidebar on the left with patient details and a main area with tabs for 'Overview', 'Pick up', 'Cultura', 'Transfer', 'Fase luteale', 'Gravidanza', and 'Nascita'. The 'Ecografia follicolare' tab is selected, showing a calendar view of follicular data. A red box highlights the 'Ecografia follicolare' tab in the main window. The calendar view shows follicular data for the month of February 2016, with columns for days and follicular measurements. A red arrow points to the 'Ecografia follicolare' tab.

e. IVF / ICSI eseguito da

In coltura è visibile chi esegue le tecniche di IVF o ICSI.



f. Monitoraggio gravidanza

The screenshot displays the MedITEX IVF v2.6.1.7 software interface, which is used for managing in vitro fertilization (IVF) cases. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Shows the software version (MedITEX IVF v2.6.1.7) and the current date and time (Ciclo - 2032139; Demo*, Jane).
- Navigation Tabs:** Includes "Generale", "Misure addizionali", and "Documenti".
- Patient Information:** Displays the patient's name (Demo*, Jane), date of birth (12/09/1979), and cycle number (36). It also shows a small profile picture and a "Demo*, Jane" label.
- Treatment Details:** A dropdown menu for "Trattamento" is set to "Pregnancy monitoring". Below this, a list of procedures is shown: FIVET, ICSI, FIVET, ICSI, and GIFT. A "Scongtransfer da scong." (Scongtransfer from scong.) button is also present.
- Donation Options:** A section for "Donazione (OvoEm)" includes checkboxes for "Ric. (OVO/EMB)", "ET a madre in surrog", and "surroga".
- Reporting and Monitoring:** A "Rapporto mirato" (Targeted report) section includes a "Insem. (eterologa)" (Heterologous insemination) button and a "Ciclo diagnostico" (Diagnostic cycle) button. A "Solo pick up" (Solo pick up) button is also visible.
- Therapy and Indications:** A "Terapia da amenorrea" (Therapy from amenorrhea) section includes a "Solo embrio transfer" (Solo embryo transfer) button and a "Prelievo tessuto ovarico" (Ovarian tissue biopsy) button.
- Protocol and Stimulation:** A "Protocollo" (Protocol) section includes a "Pregnancy monitoring" button, which is highlighted with a red box. A "Stimolazione prog." (Progesterone stimulation) button is also present.
- Right Sidebar:** Displays patient information for Demo, John (05/08/1975, 40 years old, cycle 40) and a "Demo, John" label. It also shows a "Demo, John" label and a "Demo, John" label.
- Bottom Section:** Contains various medical indicators and patient history, including "1a intervista: 01/01/2015", "Anam. 01/01/2015", "Medico: Pino, Gino", "In salute: Non indagata", "Malattie Prec: Nessuna", "Indic. ETA: Fattore tubarico-aderenziale", "Fattore ovario", "Indic. ETA: Fattore tubarico-aderenziale", "Fattore ovario", "Cromos. Non effettuato", "CFTR: Non eseguito", "Pervietà tube: Pervia(dx) Regolare(ax) 2015", "R. non portatore", "Intervista: 01/01/2015", "Anam. 01/01/2015", "Medico: M., M. Dr.", "In salute: Non indagata", "Malattie Prec: Condizioni psichiche / psichiatriche preesistenti", "R. sconosciuto", "R. Nessuna anomalia rilevata", "R. Non portatore".

16) Overview di Laboratorio

17) Esportazione in Excel

MediTEXT IVF v2.6.1.7

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Nuovo elemento Stampa Messaggio Scheduler Accounting Vai al partner

 **Anamnesi donna**
Demo*, Jane

ID: 2032139 Data di nascita: 12/09/1979 (36) Contabilità: Integr. DGR Medico: Pino, Gino

Data prima visita: 01/01/2015 Peso: 65 [kg] Buone condizioni di salute Non indagata
 Altezza: 173 [cm]
 BMI: 21,7

→ Gravid: 1 Para: 1 Aborto: 0 Aborto ind.: 0 Extrauterini: 0

Overview

Drag a column header here to group by that column

Data inizio	Data fine	Tipologia	Descrizione	Status	Allegato
01/01/2015		Anamnesi	Anam.: 01/01/2015 Malattie Prec.: Nessuna Indic.: ETA; Fattore tubarico-aderenziale, Fattore ovulatorio Cromos.: Non effettuato CFTR:  Export dati in Excel Op. ma.:  Stampa tabella Allergie:  Pino, Gino penicillina attenzione esami mancanti		
08/03/2016		Attenzione			
10/02/2015		Attenzione			



MedITEX IVF Note Rilascio



MedITEX IVF Note Rilascio

18) Mandare file per e-mail

Nella sezione documenti in Anagrafica, è possibile creare una nuova e-mail nel menù di scelta rapida se è installato un client di posta elettronica.

The screenshot shows the MedITEX IVF v2.6.1.7 interface. The top section displays patient data for 'Demo, Jane' (ID: 2032139, Date of birth: 12/09/1979, Gender: (36), Account: Integr. DGR, Doctor: Pino, Gino, Balance: € 5.969.40). Below this, there's a section for 'Gestione documenti' (Document Management) with a list of documents. A red box highlights the 'Invia come e-mail' option in the document list.

19) Coppie dello stesso sesso

In Anagrafica → Partnership è possibile creare un collegamento tra due donne. Nella schermata principale è possibile accedere alle informazioni del partner cliccando sul riquadro sulla destra.

The screenshot shows the MedITEX IVF v2.6.1.7 interface. The top section displays the 'Partnership' section. A red box highlights the 'Coppia' button in the main menu. The interface shows a list of patients and a detailed view of a couple's information.

20) Criteri di ricerca Pazienti

I criteri per la ricerca dei pazienti possono essere cambiati. I valori predefiniti possono essere definiti nelle impostazioni.

The screenshot shows the MedITEX IVF v2.6.1.7 interface. The top section displays the 'Impostazioni' (Settings) section. A red box highlights the 'Criteri per ricerca paziente' (Patient search criteria) section. The interface shows a list of search criteria and a detailed view of the settings.



MedITEX IVF Note Rilascio



MedITEX IVF Note Rilascio

21) Gestione dei contratti Cryo

È possibile definire il tempo utile per le prime fatture nelle impostazioni o nei contratti. Questo è utile per tutti quelli che coprono il primo periodo di conservazione/stoccaggio con una fattura separata di congelamento/ciclo. Le cliniche che usano MedITEX Accounting, possono attivarlo per le fatturazioni relative alla crio.

MedITEX IVF v2.6.1.7

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Home Impostazioni

Clinica Sistema Farmaci Materiale Lab Crioconservazione Incubatore Campi liberi/QM

Generale Funzioni Opzioni di presentazione Collegamenti Tabelle sistema

Generale Generazione ID automatica Report Editor Spermioγραμμα Ciclo Farmaco Contratti crio e fatturazione Donazione / madre in surroga Webportal Contabilità

☐ No attivo
☒ Attivo- fatturazione con MedITEX IVF
☐ Attivo-Fatturazione con MedITEX Accounting

Aprire MedITEX Accounting

Contratto crio impostazioni fattura

Modifica template contratto

☒ Crea automaticamente n° contratto con le seguenti regole

Numero sequenziale (6 cifre) con zero iniziali

Tipi contratto

Nome contratto	Abbrev.	Tassa di archiviaz. per fattura	Frequenza di fatturazione	Emissione 1. fattura	Standard	Attivo
Demo contract (12 mesi)		240,00	Annuale	1 year after contract start	☒	☒
Demo contract (6-month)		120,00	Semestrale	quarter after contract start	☐	☒

E' disponibile una nuova modalità di creazione della numerazione delle fatture utilizzando l'abbreviazione del tipo di contratto e per ogni abbreviazione un numero sequenziale.

Contratto crio impostazioni fattura

☒ Crea automaticamente n° fattura con le seguenti regole

Numero sequenziale (10 cifre) con zero iniziali

☒ ID paziente + materiale congelato (2 caratteri) + anno + mese (numero)

☐ Contract type abbrev. + sequential number (6-digits) with leading zeroes

☒ (da mese / anno - fino a mese / anno)

☐ Kein Dok. erstellen

Scadenza fattura (in giorni dopo l'emissione) 15

22) Consensi

Consenso amministrativo: un template di un consenso può essere assegnato a diversi gruppi.

Gli utenti possono creare più consensi per un paziente nello stesso momento, grazie alla selezione multipla nella finestra di creazione o attraverso l'opzione "Aggiungere tutti i consensi obbligatori".


Ogni consenso può essere legato a un ciclo specifico.

Aggiungi voce

Aggiungi tutti i campi obbligatori




MedITEX IVF Note Rilascio




23) Registro delle modifiche

La visualizzazione del registro delle modifiche è stato rivista.



24) MedITEX Doc Link

E' possibile importare una serie di file di diversi pazienti nello stesso momento. Per utilizzare questa funzione, tutti i file devono essere in un'unica cartella nominati con l'ID paziente corretto.



25) MedITEX KPI

La tabella dettagli è stata estesa con due colonne in più per visualizzare i valori assoluti e i totali.



26) MedITEX Scheduler

SMS

La funzione SMS è stata estesa con un promemoria automatico degli appuntamenti. Nella maschera di creazione dell'appuntamento è presente una checkbox per attivare il promemoria, che può anche essere impostato come predefinito nelle impostazioni (sezione trattamenti).

[illegible]

Il template per gli SMS può essere impostato e definito nelle impostazioni.



MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX Terminplaner v2.6.1.7
File Sistema Reports Importa Info

Home Impostazioni

Generale Risorse Orari di lavoro ed impegni Trattamenti

Calendario Festività Altro Template SMS

Promemoria SMS Autom.

Caratteri: 99 di 800

Abc [Icona] [Icona] [Icona] [Icona] [Icona] [Icona]

Gentile paziente,
Le ricordiamo il suo appuntamento, domani alle <ORA>.
Cordiali Saluti
<MEDICO>

SMS manuale con dettagli appuntamento

Caratteri: 88 di 800

Abc [Icona] [Icona] [Icona] [Icona] [Icona] [Icona]

Conferma appuntamento:
<TRATTAMENTO> il <DATA> alle <ORA>.
Cordiali Saluti
<MEDICO>

Informazione

Creare template per diversi SMS.

I seguenti segnaplaci verranno sostituiti automaticamente dai dati al momento della creazione di un nuovo SMS.

Abc Nome paziente: (<NOME>)

Abc Cognome paziente (<COGNOME>)

[Icona] Data appuntamento (<DATA>)

[Icona] Ora appuntamento (<ORA>)

[Icona] Trattamenti pianificati (<TRATTAMENTO>)

[Icona] Nome del centro: (<CENTRO>)

[Icona] Titolo, Nome, Cognome Medico (<MEDICO>)

Clinica: Itamedical Utente: ivf ivf mercoledì 09 mar 2016 14:58



MedITEX IVF Note Rilascio

Documentazione della visita

All'inizio l'appuntamento è impostato in "Paziente in sala d'attesa" o "App. iniziato / paziente in trattamento", avrà un numero e la marcatura dell'orario sarà registrata. Questi nuovi campi possono essere visualizzati nella lista Appuntamenti.

Data	Da [hh:mm]	A [hh:mm]	Paziente	Trattamento	Status paziente / appunt.	Visita: Data	Visita: orario di arrivo	Visita: Documentata da	N° visita (del giorno)	N° visita (totale)	Creato da
09/03/2016	15:20	15:30	TEST_DONATORE uomo; ID: 01010101	Raccolta sangue	Paz. in sala d'attesa	09/03/2016	15:12	ivf, ivf	2	7	ivf
09/03/2016	13:20	14:20	PROVA PROVA donna; ID: PD2	Pick UP	Inizio appuntamento	09/03/2016	15:12	ivf, ivf	1	6	ivf
09/03/2016	12:20	12:50	Donna2 Donna2; ID: DD3	Ecografia	Appuntamento finito						ivf
09/03/2016	09:00	09:30	Donna Donna; ID: DD2	Anamnesi	Appuntamento finito						ivf

Diritti di accesso

Altri diritti di accesso possono essere introdotti in MedITEX Scheduler, ma devono essere definiti in MedITEX Administration.

Diritti di accesso

Gestione staff ed utenti
Gestione gruppi utenti
Gestione diritti utente

Gruppi di utenti ed utenti non assegnati ad un gruppo

- Amministratori
- Embriologi
- Medici
- Registrazione pazienti
- Sala operatoria
- BB, AA (AABB)

Amministrazione dei diritti per il gruppo "Amministratori"

E' possibile cambiare i diritti della sezione selezionata con il tasto destro del mouse

Sezione programma	Diritti di accesso	Può sbloccare i dati
Report e esporta		
Anagrafica		
Anamnesi		
Centri PMA e medici riferimento		
Diagnostica lab e spermogrammi		
Donazione		
Esami e risultati		
MedITEX Scheduler		
Appointments		
Own appointments		
Other appointments		
Settings		
MedITEX Acco		
Settings		

Accesso completo
Sola lettura
Nessun accesso
Cambiare solo lo status dell'appuntamento
Sblocca tutti i dati
Sblocca solo dati bloccati dall'utente stesso
Non sbloccare dati




MedITEX IVF Note Rilascio

E' possibile definire i diritti per:

- Impostazioni (accesso a tutto, nessun accesso)
- Propri appuntamenti (accesso a tutti, solo lettura, cambiamento solo dello stato dell'appuntamento)
- Appuntamenti di altri (accesso a tutti, solo lettura, cambiamento solo dello stato dell'appuntamento)


“Propri appuntamenti” - solo gli appuntamenti con una risorsa/calendario collegata all'utente che accede.



“Cambiamento solo dello stato dell'appuntamento” – l'utente può solo cambiare lo stato dell'appuntamento (sala d'attesa, etc.) ma non può modificare l'appuntamento stesso (spostarlo, cancellarlo, etc.).




MedITEX IVF Note Rilascio



27) MedITEX Administration

Nuovi campi di staff

Alcuni nuovi campi sono disponibili nella finestra di staff, e anche alcuni nuovi diritti individuali.



Log-off automatico

Può essere definite per ogni utente un log-off automatic dopo un certo periodo di inattività.



MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX Administration v2.6.1.7

Esci Aiuto

Modifica persona - BB, AA

Diritti di accesso

Gestione staff ed utenti

Gestione gruppi utenti

Gestione diritti utente

Persona Contatti Setting utente

Nome utente **AABB**

Diritti

- ☐ Admin (ha tutti i diritti)
- ☒ Login MedITEX IVF
- ☐ Login MedITEX Scheduler
- ☐ Login MedITEX Accounting
- ☐ Login MedITEX KPI
- ☐ Modifica ID paziente/coppia/anonimo
- ☒ Textbausteine erstellen/bearbeiten
- ☐ Visualizza info confidenziali
- ☐ Visualizza dati donatore
- ☐ Quality assessment spermioogr. - valid. a lungo termine

Log-off automatico

Log-off automatico dell'utente dopo inattività di [min]

Imposta questo valore a 0 per disattivare questa funzionalità.

Modifica password

La password scade ogni Giorni

Se si imposta 0, la password non avrà scadenza
Se si seleziona più di 0 giorni, dopo la scadenza della password corrente, l'utente dovrà impostare una nuova password. La nuova password deve essere diversa dalle precedenti

Annulla OK




Version 2.5.1

Caratteristiche

1) Interfaccia SMS

L'interfaccia SMS permette agli utenti di MedITeX di comunicare con i loro pazienti utilizzando un servizio di SMS. E' possibile mandare informazioni ai pazienti direttamente da MedITeX IVF e MedITeX Scheduler, e ricevere le loro risposte. Per esempio, è possibile mandare informazioni riguardanti il prossimo appuntamento o anche dei promemoria per ricordarle loro di prendere i farmaci.

Una volta configurati nelle impostazioni software, si può accedere alla funzionalità SMS grazie ad un tasto nella barra strumenti in alto come nella seguente immagine:



E' possibile mandare SMS utilizzando la seguente scheda:

Per mandare e ricevere SMS il nostro software utilizza il servizio di un professionista il nostro software utilizza i servizi di un on-line SMS provider (fornitore) professionale e molto affidabile (*esendex.com*). E' necessario creare un account "esendex" e inserire i parametri di connettività nelle impostazioni di MedITeX.

Quindi si possono trovare le informazioni dettagliate sull'interfaccia SMS di MedITeX:

http://wiki.meditex-software.com/index.php?title=SMS_interface

Quindi si possono trovare le informazioni su come configurare la funzionalità in MedITeX:

http://wiki.meditex-software.com/index.php?title=How_to_configure_SMS_interface%3F



MedITEX IVF Note Rilascio



MedITEX IVF Note Rilascio

2) Crioconservazione:

- a. La crioconservazione nelle impostazioni è completamente rivisitata. La nuova visualizzazione è molto semplice per gli utenti. Gli errori sono stati corretti.

Gestione crioconservazione

☒ Crio gin con stoccaggio ☒ Crio andro con stoccaggio

Dimensionamento della Criobanca

Criocontentori

Drag a column header here to group by that column

Descrizione	Tipo	Numero max criocarrier nell'ultimo livello
Banca 1	Femminile	
Banca 2	Maschile	
Banca B	Maschile	6
banca A	Femminile	10

Unità di allocazione Modifica

Descrizione: Banca 1 Tipo: ☒ Gin ☐ Andro

Posizione:

Posizioni disponibili (n° max di straws) nell'ultimo livello di conservazione (goblet): 0

Livello A	Livello B	Livello C
Livello	Canister	Goblet
superiore	1	azzurro
inferiore	2	blu
	3	rosso
	4	giallo
	5	verde
	6	nero
	7	
	8	
	9	
	10	

- b. E' possibile specificare un **limite superiore** per la massima quantità di straws nell'ultimo livello dello stoccaggio. Questo è tenuto in considerazione anche durante il congelamento. Se un livello è "**pieno**", niente vi può essere congelato. E questo viene considerato anche quando si cercano posti liberi per lo staccaggio.
- c. È possibile assegnare i luoghi di stoccaggio in diverse posizioni nelle impostazioni (se la vostra clinica ha più sedi).

3) Testo nel campo Note:

La funzionalità testo è disponibile in tutti i campi note nel programma. Può essere definito e usato un testo con un click sul tasto destro del mouse nell'area del campo note. Con un click su "Testo" si aprirà la finestra sottostante dove può essere definite un nuovo Testo.

durazione: **Fatturazione:**

☒ Fase luteale ☒ Gravidanza ☐ Nascita

Farmaco: OHSS: Non incinta

a transfer [min]: 0 Medico:

lo embrio transfer: ☐ Embriologo:

Ulteriori info

Durata coltura: 2 [Gior] Diff cat:

Catetere utilizzato: Cat:

Catetere: Mu:

Complicazione: Sar:

Ulteriori complicazioni: Dili:

Ripetizione transfer: Coi:

EmbryoGlue: Pin:

Note:

Seleziona tutto

Testo Ins

Salva testo Ctrl+Ins

Qui è possibile definire o scegliere un Testo. Con un doppio click nella linea, premendo Invio o cliccando su "Inserisci testo" è possibile inserire un testo nel campo note.



MedITEX IVF Note Rilascio

Selezionando l'opzione "Testo generale" è possibile decidere se il testo creato sarà visibile in generale (in altri campi note) o se non viene messa l'opzione solo nel campo note di quella specifica sezione.

4) Consensi:

E' presente una nuova sezione detta "**Consensi**" nella finestra principale. Qui possono essere creati e modificati i consensi per i pazienti. Le varie modalità di consenso possono essere universali o assegnate a uno specifico ciclo.

Ciclo r	Nome consenso	Gruppo consens	Data	Stato
1	Consenso ciclo	Non specificato	19/01/2016	✓
	Consenso Generale	Dati anagrafici	19/01/2016	✓
	Consenso Generale	Dati anagrafici	05/06/2015	✓
	Consent for drug ap	Ciclo	19/01/2016	✓
	Consenso Crio	Crioconservazione	29/03/2015	✓
	Consenso Generale	Dati anagrafici	29/03/2015	✓

E' possibile gestire i consensi in "Sistema" → "Configurazione / amministrazione" → "Gestione Consensi". Qui vengono configurati i template e le modalità dei consensi.

Gruppo consensi	Nome	Attivo	Obbligatorio	Valido da	Valido fino a:	Template	FIX	Status
Dati anagrafici	General consent	✓	✓			A	1	✓
Crioconservazione	Cryo storage	✓	✓			A	1	!
Ciclo	Consent for drug application	✓	✓			A	1	✓
Crioconservazione	Consenso per la crioconservazione	✓	✓	28/03/2013		A	0	✓
Non specificato	prova	✓	✓	30/06/2015		A	0	✓

E' possibile collegare anche consensi maschili ad un ciclo e possono essere usati anche in terapie programmate.



MedITEX IVF Note Rilascio




MedITEX IVF Note Rilascio

5) Biopsia Testicolare:

Nella sezione Diagn. strumentale dell'uomo è stata aggiunta la possibilità di documentare la "Biopsia Testicolare".

IVF v2.6.1.7



Risultato - SL1; DEMO, Luca

Risultato

Data: 14/05/2015 Ora: 17:36 Da: ivf, ivf Status: ☒ Normale ☐ Anormale

Biopsia/Istologia/Valutazione Note

☒ Biopsia eseguita

Da: ivf, ivf
Struttura: clinica
Risultato: Sertolizzazione (SCOS) incompleta


☒ Esame istologico eseguito

Da: ivf, ivf
Note:
Risultato: CIS

6) Ordini di Laboratorio:

La sezione "Ordini di laboratorio" è stata rivista. I parametri possono essere selezionati e gli ordini di laboratorio possono essere stampati. E' possibile salvare i template con una selezione di parametri (parametri multipli o profili) e creare ordini più velocemente.

La sezione ordini di laboratorio può essere aperta sia da "Diagn. Laboratorio" che dai "Ciclo".



MedITEX IVF v2.6.1.7

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Nuovo campione Inserimento multiplo **Nuovo ordine lab** Statistiche Stampa Messaggio Scheduler Accounting Val ai partner

Diagnostica lab donna ID: 2032139 Data di nascita: 12/09/1979 (36) Contabilità: Integr. DGR Medico: Pino, Gino

Demo, Jane

Data prima visita: 01/01/2015 Peso: 65 [kg] Stato di salute: Non indagata

Altezza: 173 [cm]

Gravida: 1 Parità: 0 Aborto ind.: 0 Extrauterina: 0 BMI: 21,7

Valori lab Ordini lab

Drag a column header here to group by that column

Numero ordine	Scadenza camp.	Ora	Medico	Nome	Note	Parametro	Materiale	Laboratori	Stato	Stato pa	Commenti
1	02/02/2015		Pino, Gino	Inizio		GRUPPOSAN.EPA-B.EPA-C.E2.FSH.LH.AMH.TSH.HEPB.HEPC.ABO.RH.HIV		Internal	✓		
0	29/03/2015	10:33		inizio		ABO.HIV/RH	Urine	Internal	✓		
a	30/04/2015	11:53		inizio		ABO.HIV/RH	Urine	Internal	✓		


Nelle impostazioni è possibile scegliere tra la generazione manuale o automatica della numerazione degli ordini. ("Sistema" → "Configurazione / amministrazione" → "Impostazioni" → "Sistema" → "Funzioni" → "Generazione ID automatica")



MedITEX IVF Note Rilascio

7) Task manager:

- a. C'è la possibilità di gestire le attività con il "Task manager" o mandare/assegnare le attività e messaggi agli utenti. E' possibile trovare il Task manager nella barra del Menù, "Strumenti" → "Task manager".



- b. Con il "Task manager" si possono definire le attività singolarmente, per più di un utente o per gruppi di utenti. Possono essere utilizzate le seguenti opzioni:
- Visualizzazione: attività per tutti, le attività che devo fare, attività che sono state create da me o relative alla coppia aperta in quel momento su MedITEX.
 - Etichette: attività "Aperte" e "Risolte".
 - Se si crea una nuova attività c'è bisogno di specificare alcuni dettagli: la sua priorità, il suo stato, la scadenza, qualora l'attività debba essere collegata ad un paziente, un soggetto o un utente.
 - Solo il creatore ha i diritti per modificare l'attività, con un doppio click.
 - I template di testo (nello screenshot "tema di default ") possono essere preconfigurati nelle tabelle di sistema in MedITEX IVF sotto la voce "Tasks".
 - Le attività aperte vengono visualizzati nel piè di pagina della finestra principale di MedITEX IVF, accanto al nome utente.



MedITEX IVF Note Rilascio

Data	Tema	Creato da	Staff	Prio	Status	Deadline	Paz.	Do c.
08/06/2015	Ordine lab - TD3; TEST_TERAPIA PROGRAMMATA, Donna: 10 Medico: ivf, ivf Nome: Infettivi di base	ivf ivf				08/06/2015	TEST_TERAPIA PROGRAMMATA, Donna	1
10/03/2016	trattamento FIVET	ivf ivf	ivf ivf		Normal	24/03/2016	DEMO, Lucia	

Tema: trattamento FIVET

Staff: ivf ivf

Prio: Normal

Status: 0%

Deadline: 24/03/2016


Paziente: DEMO, Lucia

Documenti collegati

Annulla OK

8) Consultazione Preservazione fertilità / cong. "sociale":

In Anamnesi è possibile trovare una nuova voce per la consultazione della **Preservazione della fertilità / cong. sociale**. Le informazioni sono anche visualizzabili nella finestra principale.



Consulto preservazione fertilita / cong. "sociale" - DL1; DEMO, Lucia

Consulto preservazione fertilita / cong. "sociale"

Data: 01/01/2016 Ora: 08:00 Da: ivf, ivf Status: Normale

Informazioni sul paziente: 0 # Figli Ha partner Si Accademico

Indicazione medica (selected) Indicazione non medica

Motivo medico

1. Patologie benigne Radioterapia No

2. Chemioterapia

3.


Note



MedITEX IVF Note Rilascio

9) Maschera di input standard – nuovi campi e prescrizione di farmaci fuori dal ciclo:

Per le sezioni "Anamnesi" ("Nuovo elemento") e "Diagn. Strumentale" ("Nuovo esame") la maschera standard è stata estesa con i seguenti campi: "data inizio", "data fine", "ora fine" e tre campi per i codici ICD10 (International Statistical Classification of Diseases).



Inoltre, c'è la possibilità in Anamnesi di sbloccare una sezione chiamata "**Prescrizione medica**" nelle impostazioni ("Impostazioni" → "Sistema" → "Tabelle di sistema" → "Anamnesi: tipo di elemento"). "Prescrizione farmaci" è stata aggiunta alla lista di nuove voci. Per questa voce la nuova opzione "prescrizione farmaci attiva" è già attiva. Questo consente l'inserimento di farmaci che vengono emessi / prescritti al di fuori del ciclo.


10) Impostazioni di Sistema:



MedITEX IVF Note Rilascio

- a. Le liste delle nuove voci nelle sezioni "**Anagrafica**", "**Anamnesi**" and "**Diagn. Strumentale**" possono essere adattate e estese.

Si può scegliere quali voci dell' **Anamnesi** devono essere visualizzate nella finestra principale ("Messaggi"). Per ottenere una migliore differenziazione tra i tipi di voci per ognuno è definito un colore del testo individuale. Queste voci possono essere assegnate a uno o entrambi i sessi ed è possibile dare loro lo stato "attivo" o "passivo". Inoltre, è possibile attivare la prescrizione farmaci.



Generale	Funzioni	Opzioni di presentazione	Collegamenti	Tabelle sistema
Tabelle di sistema modificabili				
Nome tabella				
Anagrafica: fonte di informazione sul centro per il paziente				
Anagrafica: Gruppo Etnico				
Anagrafica: Medico di riferimento-ruolo				
Anamnesi donna: attività sessuale				
Anamnesi: Assunzione di alcol				
Anamnesi: Fumatore				
Anamnesi: tipo di elemento				
Catetere per transfer				
Cicli: condizioni genetiche				
Cultura: analisi PID (Embrione / Blastocisti) - diagnosi 1				

Modifica tabella sistema "Anamnesi: tipo di elemento"					
Argomenti	Mostra nella pagina principale	Colore testo	Sesso	Attivo	Prescrizione farmaci attiva
Consenso preserv. fertilità / cong. "sociale"	☒	Verde	Entrambi	☒	☐
Attenzione	☒	Rosso	Entrambi	☒	☐
Note	☒	Nero	Entrambi	☒	☐
Prescription from cycle	☐	Nero	Gin	☐	☒
Medication prescription	☐	Nero	Entrambi	☒	☒

- b. I lotti nella sezione "**Materiale**": ogni materiale può essere assegnato a uno specifico pacchetto di contenuti (lotto). È inoltre possibile impostare una quantità minima oltre la quale compare un avviso (per un possibile ri-ordine).

Materiale

Gruppo Ago ICSI

Fabbricante Zeiss srl

Articolo Ago

Numero articolo

Lotto

Numero di lotto 45678

ID Barcode

Contenuto confezione (quantità) 10

Numero articoli rimanenti 10

Avvisa se la quantità è inferiore a 3

Rilascio lotto dal: 01/01/2016 fino a: 01/01/2017

☒ Il lotto può essere usato

Centro di costo

Note

Matchcode

Annulla OK

11) LDT-Importer:



MedITEX IVF Note Rilascio

- a. E' possibile assegnare i **dati di laboratorio** al giusto paziente utilizzando il numero dell'ordine di laboratorio.
- b. I **Medici di Riferimento** possono ora essere importati con LDTImporter.

12) Modifica Dati:

Nella sezione log delle modifiche, è stata aggiunta la colonna **"Valore vecchio"**.

Così è possibile avere informazioni riguardo alle modifiche effettuate: quale utente le ha effettuate, che valori sono stati modificati e quali erano i valori prima della modifica.

13) Ciclo:

- a. Una nuova opzione è stata aggiunta in dettagli terapia. Sono nuove le opzioni **"IMSI"** e **"Congelamento ovociti"**; le voci **"IVM"** e **"Preservazione fertilità"** sono state riposizionate.
- b. La registrazione delle misure aggiuntive sono visibili nell'Overview all'interno del ciclo.

14) Coltura:

- a. Nelle impostazioni si può selezionare PBD e PGD se vengono effettuate nella clinica. E' possibile quindi attivare le colonne con le check box **"PBD"** and **"PGD"** nella rappresentazione grafica. Questo può essere deciso e impostato per ogni coltura/ciclo.

- b. Nella finestra **"Dettagli ovociti/embrioni"** (doppio click su una cellula) è stata aggiunta l'etichetta **"Classificazione"**.

15) Gravidanza:

Nella gravidanza clinica, è presente ora un **campo note per ogni feto**.

16) Immagini:

- a. Le immagini dei pazienti possono essere ingrandite con un doppio click.



MedITEX IVF Note Rilascio

- b. Le immagini dei pazienti in Anagrafica, le immagini degli embrioni in coltura e le immagini ecografiche posso essere facilmente inserite trascinandole all'interno delle finestre di riferimento.

17) Terapia programmata:

Il campo **"Medic. lungo termine" (Farmaco)** è ora disponibile anche per le terapie programmate.

18) Foglio trattamento:

- a. Il campo **"Medic. lungo termine" (Farmaco)** è stato aggiunto al foglio trattamento di default.
- b. Le misure aggiuntive sono ora visibili nel foglio trattamento di default


19) Medici di riferimento:

- a. E' possibile creare le etichette direttamente nella sezione Medici di Riferimento utilizzando **"Stampa etichette"**.
 - b. La ricerca nella lista dei medici è molto più semplice ora.
 - c. E' possibile fare un ricerca per un medico di riferimento con il campo **"Ricerca libera"**.
-
- d. Se la sezione Medici di Riferimento è bloccata, il campo **"Ricerca libera"**, "Nuovo medico rif" e "Guida Online" saranno comunque utilizzabili. E' possibile inoltre aprire una lettera per i medici di riferimento ma le modifiche non verranno salvate.

e.

20) Maschera di Start:


- a. Si può trovare la **ricerca pazienti** nell'angolo in alto a sinistra.



- b. Il paziente la cui scheda è aperta in quel momento su Meditex IVF può essere aperto in medITEX Scheduler direttamente da MedITEX IVF. Per far questo basta premere il bottone **"Scheduler"** in MedITEX IVF nella barra degli strumenti.
- c. E' possibile cancellare i messaggi dall'area "Messaggi" con il tasto *canc* della tastiera.

21) Anagrafica maschile/femminile:

I template delle etichette già presenti possono essere selezionati e modificati nella barra degli strumenti **"Stampa etichette"** → **"Modifica template esistente"**.



22) Dettagli Anagrafica:

- a. In Anagrafica la sezione **"Assicurazione / fatturazione"** è stata estesa con la possibilità di aggiungere una seconda **"Assicurazione"** e una sezione **"Risorsa fondi"**.
- b. E' stato aggiunto il campo **"Numero previdenza"**.



MedITEX IVF Note Rilascio

Anagr. Paziente

Dettagli pers. | Dettagli Contatto/Occupaz. | **Assicurazione / fatturazione** | Medico di riferimento | Webportal

Fatturazione: Pagante/ass. priv. ID Accounting:
Ulteriore numero identificativo fatturazione (es. per progr. esterni)

Destinatario principale fatt.: Paziente Per servizi esterni:
Ricevente fatture per fornitore servizi esterni (es. lab)

Contributo: 35,00 %

Assicurazione 1 | Assicurazione 2 | Risorsa fondi

Organizzazione/Istituzione:
Numero:
Status:

23) Anamnesi maschile/femminile:

- a. Se viene salvata un anamnesi e il campo "Medico" è vuoto, sarà chiesto se si vuole inserire il medico dell'anamnesi del partner.

Anamnesi di base | Generale | Ginecologia | Fertilità | End

Data anamnesi: 30/11/2015 Medico:
Rapporti non protetti a p

Peso: 54 Altezza: 170
Anno: 2014

Buone condizioni di salute: Si
Il campo 'Medico' e vuoto. Inserire "AA BB" dall'ultima anamnesi uomo?

Analisi cromosomica:
Si No

Fibrosi cistica:
Apertura tuba di Falloppio (Dx):

- b. Nell'etichetta "Generale" sono state aggiunte la sezione "**Fumo / Alcohol / Droghe**".
- c. Alcuni campi sono stati aggiunti all'Anamnesi e anche una terza etichetta chiamata "Genetic / Opinion".



MedITEX IVF Note Rilascio

24) Spermioγραμμα:

- Nel menù a tendina del campo "Indicazione" sono state aggiunte 3 nuove voci: "IMSI", "IVM" and "Preservazione Fertilità".
- Il tempo di liquefazione è calcolato automaticamente cliccando il **flash**.
- La scelta per il campo "Luogo di raccolta" può essere modificato dagli utenti. Per questo motivo questo campo è diventato una tabella di sistema modificabile nelle impostazioni di sistema.
- In "Sistema" → "Configurazione / amministrazione" → "Impostazioni" → "Sistema" → "Funzioni" → "Spermioγραμμα" si può definire come i valori del calcolatore dello spermioγραμμα vadano arrotondati.
- Il volume dello spermioγραμμα può essere maggiore di 100 ml.
- In "Impostazioni" → "Sistema" → "Funzioni" → "Spermioγραμμα" è possibile definire se si vuole utilizzare la **linea guida WHO [A + B]** nello spermioγραμμα.

Viscosità

Normale

Tempo di liquefazione [min]

Agglutinazione

Trattamento

Punteggio

Home **Impostazioni**

Clinica Sistema Farmaci Materiale

Generale Funzioni

Generale Generazione ID automatica Report Editor Spermioγραμμα Ciclo Farmaco Contr

☒ Utilizza linea guida WHO [A+B]

☒ Attiva/disattiva quality assessment

Quality assessment spermioγr.

Dopo la preparaz.

Cellule rotonde [10⁶] 6

Motilità

WHO AB [%] 15

WHO C [%] 9

WHO D [%] 10

Resto: 66%

Se si attiva [A+B], è possibile vederla nella maschera dello spermioγραμμα.

25) RFID / Barcode:

- Con la freccina a destra del tasto **QM** i barcode possono essere generate in maniera facile e veloce.
- Ora, è possibile cambiare la generazione del barcode così che solo l'ID paziente sia codificato. Queste impostazioni si trovano in: "Sistema" → "Configurazione / amministrazione" → "Impostazioni" → "Sistema" → "Funzioni" → "Generale". In questa area è possibile anche modificare il template di default per la stampa dell'etichetta **RFID / barcode**.

Modifica

Blocca sezione

Data changelog

RFID / Barcode

Guida online F1

26) Messaggi di Plausibilità:

Nella tabella dei messaggi di Plausibilità è possibile avere maggiori dettagli nella nuova colonna "Contesto" a destra.

Bambini	Te.	An.	Pro.	Note	
2	✓	✓	✓		🔒
1	✓	✓	✓		🔒
	!	✓	✓		🔒
2 [1]	✓	✓	✓		🔒
	!	✓	✓		🔒

27) Colori della Plausibilità:



MedITEX IVF Note Rilascio

Per facilitare il lavoro degli utenti oltre ai colori verde e rosso per definire la plausibilità sono stati aggiunti simboli grafici come la v o il punto esclamativo.



MedITEX IVF Note Rilascio

28) Report editor:

- Nella tabella del "Ciclo" è possibile scegliere la data per i campi degli **ultimi valori ormonali**.
- Nella finestra dei risultati è possibile impostare che colonne rendere visibili. E' possibile quindi guardare una singola colonna o stampare le colonne selezionate.
- E' possibile trovare dei campi per **"Consultazione Preservazione fertilità / cong. sociale"** nelle sezioni "Diagn. strumentale /Anamnesi".
- Sono stati aggiunti i seguenti campi:
 - Ciclo: Data del trigger
 - Farmaci Ciclo: Dosaggio, data inizio, data fine
 - Laboratorio: ultimo valore AMH

29) MedITEX KPI:

- Se si fa tasto destro nella selezione KPI (la Colonna sulla sinistra), si aprirà la descrizione associata. I raggruppanti sono stati estesi a protocollo di stimolazione, farmaci e sede. E' possibile scegliere un massimo di due gruppi di parametri.
- La finestra dei risultati nell'etichetta "Tabella" è stata estesa con i **dettagli tabella**. E' possibile aprirli con **"Dettagli"** nella barra strumenti, con un doppio click su una riga del risultato nella tabella di sinistra o cliccando sullo splitter.

Valore (%) Valore (assoluto) Valore (totale) n. cicli

83,10	64	77	25
-------	----	----	----

Prevedute colonne ovde kako biste grupisali podatke po toj koloni

ID Paziente	N. ciclo	Data di riferim	Trattamen
DL1	1	13/05/2015	FIVET
TD1	3	22/06/2015	FIVET
TD3	2	29/05/2015	FIVET
DL1	5	16/05/2015	FIVET
DL1	3	14/05/2015	FIVET
TD1	14	02/11/2015	FIVET
TD1	1	22/05/2015	ICSI
TD1	5	30/06/2015	FIVET
TG1	8	02/11/2015	FIVET
TD1	9	27/08/2015	FIVET
	# 25		

30) MedITEX Administration:

- Se sono presenti più sedi, c'è la possibilità in Gestione diritti utente di scegliere se l'utente può accedere ai dati dei pazienti solo dalla sua sede o anche dalle altre.
Se gli utenti sono assegnati ad una sede possono essere filtrati in base alla sede impostata.
- Gli amministratori possono decidere se ci sia e quanto sia la validità della password degli utenti. Dopo la scadenza all'utente viene richiesto l'inserimento di una nuova password mai utilizzata.
- Il nome dell'utente non può essere lungo più di 10 caratteri.
- Inoltre nella sezione Gestione diritti utenti è possibile definire i diritti per lo sblocco dei dati. Con un click sul tasto destro del mouse nell'area relativa al gruppo di utenti o all'utente singolo si aprirà un sotto menù in cui si possono scegliere 3 opzioni:


Sede Regensburg

L'utente ha accesso ai dati dei pazienti da:

☒ **propria sede** ☐ **tutte le sedi**




MedITEX IVF Note Rilascio




- L'utente (gruppo) può sbloccare tutti i dati
- L'utente (gruppo) può sbloccare solo i dati bloccati dall'utente stesso
- L'utente (gruppo) non può sbloccare dati

31) MedITEX Scheduler:

- a. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra principale è possibile trovare le più importanti informazioni relative al paziente.




- b. Ora è possibile definire differenti sedi in scheduler. Il calendario, i trattamenti e i pazienti possono essere assegnati e filtrati per sede.
- c. Ci sono altri due stati possibili per gli appuntamenti (con il tasto destroy del mouse): Nessuna risposta e Appuntamento confermato.
- d. Nella lista appuntamenti del paziente, gli appuntamenti possono essere visualizzati anche secondo le risorse disponibili.






MedITEX IVF Note Rilascio




- e. Inoltre c'è la possibilità di mandare appuntamenti o l'intera lista appuntamenti via **e-mail**. Questa funzione è applicabile solo nel caso in cui sia installato nel computer un opportuno programma e-mail.

Per mandare un singolo appuntamento, basta fare tasto destro nell'appuntamento in questione e scegliere **"Invia appuntamento via e-mail"**.



Per mandare una lista appuntamenti, si selezioni nella barra strumenti **"Appunt. Paz."** → **"Lista appuntamenti pazienti"** e poi si clicca su "Invia app. via E-Mail" nella barra degli strumenti.



- f. Nelle impostazioni in **"Trattamenti"** è possibile definire se i trattamenti debbano apparire in ordine alfabetico nella maschera della Lista appuntamenti.
- g. Quando si crea un calendario con una risorsa selezionata, il colore impostato è quello creato in Scheduler anche se l'utente ha già un colore predefinito.

32) MedITEX DocLink:

E' possibile trasferire immagini dei pazienti in MedITEX IVF con il secondo bottone in "MedITEX DocLink".

33) MedITEX Accounting:

E' disponibile un nuovo programma "MedITEX Accounting", che può essere usato per la fatturazione.





MedITEX IVF Note Rilascio



Version 2.0.2

Caratteristiche

1) Aiuto online:

Da ogni sezione di MedITEX IVF è adesso possibile accedere al corrispondente aiuto online. E' sufficiente premere "F1" o selezionare il collegamento relativo nel sottomenu del tasto QM.

2) Impostazioni linguistiche specifiche per ogni utente:

Ciascun utente può adesso scegliere la lingua per la propria interfaccia. Attraverso il percorso "Sistema" → "Configurazione / amministrazione" → "Impostazioni personali" è possibile impostare una lingua a scelta tra quelle disponibili in MedITEX. Il contenuto dei campi sarà tuttavia visualizzato nel linguaggio di default del sistema.

3) Ricerca pazienti:

I pazienti possono essere adesso cercati anche per numero di telefono di casa o di cellulare.

4) Pagina iniziale:

E' adesso possibile modificare il modo in cui sono suddivise le aree della pagina attraverso appositi pulsanti. In questo modo è possibile vedere in una sola schermata quelle sezioni che contengono possono contenere molte informazioni come la panoramica dell'anamnesi recente o i messaggi.

The screenshot displays the MedITEX IVF v2.0.2 software interface. The top menu bar includes File, Sistema, Importa, Esporta, Reports, Lettere, Ricerca per Pazienti, Strumenti, Finestre, Aiuto, and AdminTools. The main window is divided into several sections:

- Patient Information (Left):** Shows patient details for "Demo, Sofia" (18.02.1976, 36 Y). It includes buttons for "Anagr. Paziente", "Anamnesi", "Diagnostica", "Diagnostica Lab.", and "Diag. Strumentale".
- Messages (Center):** A list of messages with columns for Data, Messaggio, and Stato. A green arrow points to the "Attenzione" message dated 08.03.2010.
- Diagnosis (Right):** Shows diagnostic results for "Demo, Sofia" (23.02.1970, 42 Y). It includes buttons for "Anagr. Paziente", "Anamnesi", "Diagnostica", "Diagnostica Lab.", and "Diag. Strumentale".
- Overview (Bottom):** A table showing treatment cycles. The table has columns for N., Inizio, Trattamento, Partner, Met. Racc. Sperm., Stimolazione, Ciclo, Crio, GR, Bambini, Te., An., Pro., and Note.

At the bottom of the interface, there is a status bar showing "Clinic: Clinic Dr. John Doe", "Workplace:", "User: ivf, ivf", and "Mi 13 Feb 2013 18:34:49".



MedITEX IVF Note Rilascio

5) Medico di riferimento del paziente:

Nella pagina principale di MedITEX è stata aggiunta una nuova scheda "Medico di riferimento", sia per la donna che per l'uomo. La scheda è presente se almeno un medico di riferimento è associato al paziente. La scheda contiene il nome, i dati di contatto e le note dei medici di riferimento (fino a tre) associati. I dati possono essere copiati negli appunti ed utilizzati in altri programmi.

Messaggi		Diagn. lab	Medico rif.	
Nome	Centro		Contatto	Note
Dr.med. Vorname 6 Nachname 6	Praxis Dr.med. Nachname 6 Strasse 6 Ort 6		0123456 0123456 me@mail.crt	Lorem ipsum dolor sit a adipiscing elit. Aenean commodo ligula massa. Cum sociis nato magnis dis parturient m ridiculus mus.
Dr. med. Vorname 11 Nachname 11	Praxis Dr. med. Nachname 11 Strasse 11 Ort 11		0123456 0123456 me@mail.crt	Donec quam felis, ultric eu, pretium quis, sem.

6) Spermiogramma:

Oltre alla conta della motilità sono state inserite due nuove conte: per la concentrazione degli spermatozoi e per la loro morfologia.

Spermiogramma - 1113; DEMO, FRANCESCO

Data di raccolta: 14.02.2013 Ora: 00:00 Periodo di astinenza [gg]: Inizio analisi: 00:00

Data scongelamento: Ora: Analizzato da: WHO conta morfologia sperma

ID Campione: 87897887 Aspetto: Prima della preparazione: Conta morfologia

Indicazione: ICSI Odore: Difetti testa: 7 8

Sperma da donatore: Viscosità: Difetti collo e tratto intern.: 4 5 6

Metodo di raccolta: Tempo di liquefazione: Difetti flagello: 0

Luogo di raccolta: Trattamento: Eccesso citopl. residuo: 200

Difficoltà di raccolta: Punteggio: Eccesso citopl. residuo: 177

Prima della preparazione ☐ Usa quality assessment

Parametro **Files**

Volume [ml] Possibile quantit.?

pH

Conc. [10⁶/ml] Conta totale sperma [10⁶]

Vitalità [%] Immunobead test [% adese]

Leucociti [10⁶/ml] MAR test [% adese]

Cellule rotonde [10⁶ Cell. perossidasi-positivo [10⁶/ml]

Motilità **Morfologia**

WHO AB [%] Forme normali [%]

WHO C [%] Difetti testa [%]

WHO D [%] Difetti collo e tratto intern. [%]

N. spermatozoi a mot. prog. [10⁶] Difetti flagello [%]

Motilità compless. [A% + B% + C%] Rezidualna citoplazma [%]

Teratozoospermia (TZI) Difetti multipli [%]

Valori arrotondati

Conta morfologia **Configurazione**

Forme normali: 7 8

Forme anormali: 4 5 6

Difetti testa: 0

Eccesso citopl. residuo: 200

Numero spz. da contare: 200

Totale: 177

=> Forme normali [%]: 41,2 Forme anormali [%]: 58,8

Difetti testa [%]: 85,6

Difetti collo e tratto intern. [%]: 57,7

Difetti flagello [%]: 40,4

Eccesso citopl. residuo [%]: 15,4

Indice teratozoospermia (TZI): 2,0

7) Scongelo liquido seminale:

E' adesso possibile scongelare un campione di sperma creando contemporaneamente un nuovo spermiogramma. Le date di raccolta e di scongelamento saranno riempite automaticamente.



MedITEX IVF Note Rilascio

Spermiogramma - 1113; DEMO, FRANCESCO

Data di raccolta		Ora	00:00	Periodo di astinenza [gg]		Inizio analisi	00:00
Data scongelamento		Ora		Analizzato da			
ID Campione				Aspetto			
Indicazione	Nessuno			Odore			
Sperma da donatore	☐			Viscosità			
Metodo di raccolta				Tempo di liquefazione [min]			
Luogo di raccolta				Trattamento			
Difficoltà di raccolta				Punteggio			




Scongela da crio cons.



MedITEX IVF Note Rilascio

8) Liste:

Per una migliore organizzazione clinica è stata introdotta la lista "Pick up previsti" (disponibile seguendo il percorso "Reports" -> "Liste"). La lista contiene tutti i cicli che non sono stati cancellati e i pick up non ancora eseguiti. La data prevista di pick up e la settimana del calendario sono calcolate come segue: data di inizio stimolazione + 13 giorni. La lista contiene anche tutti i cicli pianificati, basati sulla data relativa all'inizio pianificato della stimolazione.

9) Inserimento dati più rapido:

E' possibile adesso riempire con il vostro nome un campo relativo al personale attraverso il ben conosciuto tasto "fulmine". Questa caratteristica funziona solo se siete all'interno dell'apposita lista (altrimenti è sempre possibile la selezione manuale).

Medico curante

Dr. Doe, Susan

Embriologo

10) Medicazione a lungo termine:

E' un nuovo campo che è stato aggiunto nei 'Dettagli terapia'. Può anche essere visto nella overview terapia.

Ciclo - 71; Demo, Sofia

Coppia
Demo, Sofia 18.02.1976
DEMO, FRANCESCO 23.02.1970

Generale Misure aggiuntive

Trattamento ICSI
Data UM 31.12.2012 Giorno ciclo 1
Terapia da amenorrea
Indicazioni generali Solo endometriosi
IVM
Protocollo
Stimolazione in altro centro Non specificato
Medic. lungo termine Euthyrox
N. di embrioni da trasferire 0
Raccolta pianificata come

MedITEX IVF v2.0.2

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca

6 / 6

Dettagli Te

Demo, Sofia
ID: 71 / 2
Nato il: 18.02.1976
Fatturazione: Sconto

Overview Pick up Coltura
Inizio: 31.12.2012 07.01.2013 N. Ov.: 3
Trat.: ICSI #Ovo: 3 n. 2PNs: 3

Overview terapia
Trat.: ICSI [ICSI] # Emb.: 0 [0]
Indicazioni generali: Solo endometriosi
Indicazione PBD:
Protocollo:
Med. a lungo termine Euthyrox
Pianif. raccolta sperma: Nessuna selezione
Pianif. misure aggiuntive:
Note per fatturazione

January 13

11) Report Editor:

I campi contenenti le informazioni aggiuntive della sezione Pick up sono disponibili in Report Editor.




Versione 2.0

Caratteristiche

1) Nuovi moduli:

- a. Il nuovo tool MedITEX KPI - Key Performance Indicators – integra, nel background del vostro sistema, diverse fonti di dati (Lab, Crio, Management, etc...) e permette diverse analisi statistiche in tempo reale. Riconosce l'evoluzione dei dati, ma più importante, contribuisce ad identificare potenziali problemi precocemente.



➔ Maggiori informazioni a questo [link](#).

MedITEX Administration v2.6.1.8

Esci Aiuto

Diritti di accesso

- Diritti di accesso**
- Gestione staff ed utenti
- Gestione gruppi utenti
- Gestione diritti utente

Diritti di accesso

Gestione staff ed utenti

Cambia

Titolo	Nome	Nome utente	Colore	Ester	Login	Log	Loggi	Login I	La pa	Attivo	Admir	Mostr	Sperm	Camb	Medic	Embri	Ostetr	Regis	Tecnic	Docum	Infern	Geni	Anes
BB, AA	AABB				☒	☒	☐	☐	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BBB, Ilaria	Federica				☒	☒	☐	☐	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dott.s Burgo, Angela Dott.ssa	Angela				☒	☒	☐	☐	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dott.s Cognome, Anastasia Dr.	anastasia				☒	☒	☐	☐	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dott. Gliberti, Gliberto Dott.	gliberto				☒	☒	☐	☐	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

- b. MedITEX Administration è un altro nuovo modulo, che centralizza la gestione degli utenti, dei dati e della manutenzione del database. Permette agli amministratori di creare, cancellare e modificare gli utenti, i loro diritti di accesso e i membri dei gruppi definiti dagli amministratori stessi.

➔ Informazioni dettagliate sono disponibili [qui](#).

- c. Il nuovo modulo MedITEX DocLink permette la rapida e facile importazione di documenti, immagini e di altri file in diverse aree di MedITEX IVF. I file possono essere iniziati a MedITEX DocLink sia attraverso il tasto destroy del mouse che trascinandoli in una finestra aperta di MedITEX DocLink.

➔ Fare click [qui](#) per maggiori dettagli.



MedITEX IVF Note Rilascio

2) Funzioni generali:

- a. Per mezzo della nuova funzione “Contratti crio e fatturazione” potete creare con pochi click del mouse, contratti relative al materiale crioconservato, fatture, liste di fatture scadute e promemoria. Potete inoltre gestire tali documenti e stamparli.

Status contratto	Scadenze	Persona	ID Paziente	Sesso	Scadenza prossima fattura	n° contratto	Inizio contratto	Contratto	Importo	Metodo pagamento	Materiale contr. crio	Materiale residuo
1	1	Demo*, Jane	2032139	F	20/04/2015	000003	20/04/2015	Demo contract (6-month)	120,00		#Criocarrier: 1; #OOC: 1	#Criocarrier: 0
1	1	Demo*, Jane	2032139	F	12/08/2015	000001	12/02/2015	Demo contract (6-month)	120,00		#Criocarrier: 1; #PN: 1	#Criocarrier: 0

➔ Per apprendere di più su questa importante funzionalità di MedITEX aprire questo [link](#).

- b. Nella nuova sezione “Riassunto terapia”, sono mostrati tutti i dati relative a un paziente o alla coppia. Se l’utente ha i relativi diritti può anche modificare l’aspetto della schermata.

➔ Scoprite di più sul Riassunto terapia [qui](#).

- c. Nell’anagrafica paziente, anamnesi, diagnostica lab e diagnostica strumentale, viene visualizzato il medico che ha in carico la paziente (ovvero il medico che ha per ultimo modificato l’anamnesi).

- d. Un nuovo strumento permette la notifica via SMS. Utilizzando un account Skype è possibile inviare SMS da MedITEX ai pazienti. Questa opzione è stata posta nel menu all’interno del pulsante “Messaggio”.



➔ Fare click [qui](#) per maggiori informazioni.

- e. Il cellulare del paziente è stato aggiunto alla “description box” (campo in grigio).

- f. Gli aborti sono indicate nella overview delle terapie (nella homepage) nella colonna “Bambini”.

- g. Nella finestra di Login sono stati implementati l’auto completamento per il nome utente e la selezione degli utenti.

- h. È possibile impostare per ciascun utente un colore in modo da rappresentare le attività svolte in tutto il programma.

- i. La foto del paziente può essere ingrandita in ogni area del programma con un doppio click.

3) Anamnesi:

- a. Nell’anamnesi donna, la sezione dei dati relative alle precedenti gravidanze (gravida/para) è stata integrata con i dati relativi agli aborti, agli aborti indotti e alle gravidanze ectopiche.



MedITEX IVF Note Rilascio

b. Sono stati aggiunti altri campi liberi in corrispondenza di:

- Fattori di sterilità della donna.
- Precedenti malattie dell'uomo.
- Fattori di sterilità per l'uomo.
- Tutti i campi hanno l'opzione di auto completamento.
- "Report medico / Commenti".

c. Sono state aggiunte e modificate opzioni nella sezione "Mestruazione" in "Anamnesi estesa".

d. Nella anamnesi maschile, nella sezione "anamnesi estesa" in corrispondenza del trattamento effettuato è possibile adesso inserire solamente l'anno per i trattamenti anti infiammatorio, ormonale e chirurgico.

4) Campi liberi QM:

- Ciascun utente può scegliere nei campi liberi QM, quali colonne debbano essere visualizzate. La configurazione di ciascun utente è salvata individualmente. È possibile aggiustare le colonne premendo il pulsante alla sinistra dell'intestazione.
- L'opzione che permette di aggiungere un commento vocale sarà sempre disponibile nella finestra del campo QM.
- Premendo il simbolo del fulmine verranno riempiti sia il campo relativo alla data che quello relativo all'orario di inizio.

Data	Inizio
01/04/2014	


Ordinamento	Tipo	Gruppo	Descrizione	Valore	Data	Oggi	Inizio	Fine	Note	Messaggi vocali

5) Sicurezza dei dati:

Sono state implementate tre complesse funzionalità per assicurare l'affidabilità, la confidenzialità e la sicurezza dei dati.


- Blocco dei dati.** Per prevenire cancellazioni accidentali o deliberate di dati è possibile adesso bloccare dati singoli, intere terapie ed aree. Lo sblocco dei dati può essere fatto attraverso l'inserimento della password della person che li ha bloccati. È possibile bloccare i dati premendo la freccia accanto al pulsante del campo QM. Per bloccare l'intera terapia è necessario invece premere questo pulsante

➔ Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#).



- Log delle modifiche.** Grazie ai log delle modifiche è possibile vedere le modifiche che sono state fatte. È possibile accedere a questa funzionalità da qualsiasi pulsante del campo QM. Le modifiche sono mostrate sotto forma di lista e sono presenti le seguenti informazioni:

- Data della modifica;
- Nome dell'utente;





MedITEX IVF Note Rilascio

- Nomi dei campi in cui sono stati cambiati dati;
- Nome della sezione;
- Data della registrazione originale.

Sono registrate le ultime cinque modifiche. Nel caso in cui ci sia una sesta modifica, la più vecchia sarà cancellata. Il numero delle modifiche da registrare può essere impostato su Sistema -> Configurazione -> Impostazioni -> Sistema -> Funzioni -> Generale.

➔ Le modifiche effettuate dall'utente di servizio "ivf" non sono mai documentate. Per garantire la completa sicurezza dei dati, si raccomanda di bloccare "ivf" in MEDITEX Administration rimuovendo tutti i diritti ad esso assegnati. Quindi ciascuna persona che usa il software deve avere il suo account creato da un amministratore.

➔ Maggiori informazioni su questo argomento possono essere trovate [qui](#).

- c. **Gestione dei diritti.** Un'importante estensione del sistema MedITEX system è la gestione dei diritti. L'utente con privilegi di amministratore può adesso modificare i diritti per visualizzare, leggere e/o modificare informazioni per i diversi utenti o gruppi di utenti. Questo per tutte le aree di MedITEX.

➔ Qui è possibile apprendere come assegnare tali diritti ai vari utenti: [MedITEX Administration](#).

6) Analisi seminale:

- a. Nella morfologia è stato aggiunto il campo "difetti multipli".
- b. Se la checkbox per un donatore di sperma è selezionata, questa informazione è resa disponibile nella colonna "Metodo di raccolta".
- c. **Doppio witnessing.** Dopo aver inserito tutti i dati del doppio witnessing ed essere passati alla pagina "Risultati", i valori del doppio witnessing vengono bloccati automaticamente. Se i risultati sono corretti (tutti semafori verdi), i risultati sono acquisiti e la conta è contemporaneamente inserita nel log delle modifiche. Se la conta non è stata accettata (almeno un semaforo rosso), verrete informati che la conta deve essere ripetuta. Anche il tentativo fallito è registrato nel log delle modifiche.

➔ Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#).

7) Donazione:

- a. La sezione dedicate al **donatore di sperma** è stata completamente rivista ed espansa con le caratteristiche personali del donatore ed altri dati e funzioni. Nella gestione della paziente è possibile adesso trovare un nuovo campo evidenziato in verde. Fate click su di esso per avere informazioni sulla donazione.
- b. (Solo nella versione per il Regno Unito!) Sono stati impostati gruppi etnici nella persona e nel donatore: bianco britannico, bianco irlandese, altri bianchi, indiano, pachistano, bangladeshi, cinese, altri asiatici, nero caraibico, nero africano, altri neri, bianco e asiatico, bianco e nero caraibico, bianco e nero africano, altri mix, altri gruppi etnici.

➔ Ulteriori informazioni sulle funzionalità relative alla donazione di sperma sono disponibili [qui](#).



MedITEX IVF Note Rilascio

- c. Lo sblocco automatico dei campioni di liquido seminale avviene se l'immagazzinamento supera 180 giorni, HEP B, C, TPHA e HIV sono negativi. In caso contrario i campioni sono bloccati per la durata della quarantena. Il periodo di quarantena (180 giorni di default) può essere modificato nelle impostazioni del programma.

8) Transfer:

- a. Nella maschera del transfer può essere documentato una data aggiuntiva di transfer. Questa data si trova anche in Report editor in corrispondenza di Terapia -> Transfer. Questa data non è collegata agli embrioni. La data ad essi legata è solo la prima data del transfer.


Transfer	
Data transfer	17/03/2016 08:00
Data 2° transfer	21/03/2016



MedITEX IVF Note Rilascio

9) **RFID/Barcode:**

- a. I codici esistenti possono essere collegati al materiale. Un tasto attiva la funzione di "scan": è così possibile leggere un barcode ed assegnarlo ad un materiale.
- b. Gli utenti che utilizzano la tecnologia RFID possono effettuare automaticamente il log in MedITEX:



10) **Diagnostica Lab:**

- a. È stata introdotta la funzione "Inserimento multiplo" anche per l'uomo.
- b. È stata introdotta la possibilità di inserire risultati relative a campioni che non abbiano parametri predefiniti (opzione "Altro" del pulsante "Nuovo campione").
- c. Nella barra di menu dell'area Diagnostica Lab è stato inserito un nuovo pulsante "**Ordine lab**". Con questa funzione è possibile leggere il numero del campione utilizzando un barcode reader e creare il corrispondente ordine per il laboratorio.
- d. È possibile creare nuovi ordini nella finestra che si apre, inserire il numero di ordine e, se necessario, un commento. Le altre colonne vengono cancellate automaticamente.

11) **Crio:**

È stato aggiunto il nuovo campo "Conservato da" per assicurare l'accurata documentazione dei campioni.

12) **Report editor:**

- a. È possibile adesso creare liste ed analisi per vedere se i documenti sono già disponibili e qual è lo status assegnato ad essi. Queste informazioni possono essere trovate in Report editor sotto "Amministrazione" -> "Documenti."
- b. I template delle lettere possono adesso essere modificati direttamente in Report come nelle impostazioni del programma utilizzando questo tasto:




13) **Terapia:**

- a. È stato inserito un nuovo campo libero "Gruppo randomizzazione" in "Nuova terapia" sotto il campo "ID indagine".
- b. È stato inserito un nuovo tasto "Esame" nella barra di menu della sezione terapia. Premendolo si aprono gli esami più recenti. Se invece si preme sulla freccia accanto al tasto è possibile selezionare i più vecchi in ordine cronologico.



MedITEX IVF Note Rilascio

- c. Inoltre, nella barra di menu della sezione terapia, è stato aggiunto il nuovo tasto “Anamnesi”. Con questo tasto è possibile aprire l’ultima anamnesi.




14) Gravidanza:


- a. È possibile adesso documentare separatamente le ecografie relative alla gravidanza. Nella sezione “**Ecografia**” della gravidanza avete a disposizione un altro modo per documentare le ecografie relative ad una terapia settimana per settimana.
- b. Se è stata determinata una gravidanza biochimica, ma non è stata determinata alcuna gravidanza clinica (“No gravidanza”) sarà mostrata una nuova informazione nella panoramica del ciclo: “No (Biochem)”.

15) Farmaci:

- a. È stato aggiunto il campo “Codice farmaco” nella sezione “Farmaci” nelle impostazioni.
- b. **Prescrizione Farmaci.** È adesso possibile prescrivere immediatamente nuovi farmaci subito dopo la loro registrazione o durante la pianificazione del trattamento. È sufficiente utilizzare il tasto dedicato nella maschera dei farmaci:



- c. La gestione dei farmaci è stata resa più semplice con l’aggiunta del pulsante “Templates farmaci”. Con esso è possibile creare un template da farmaci esistenti o salvare il template per future prescrizioni.



16) Traduzioni:

- a. Nella versione inglese sono stati cancellati o modificati alcuni nomi. Cancellati: Nose, Shoe size, Bra size, Forehead, Nose shape, Amblyopia, Dress style. Modificati : occupation -> learned profession, bank code -> sort code, family status -> marital status, Therapie -> Cycle, Spermogram -> Semen analysis.

Bugs risolti

1) **Generale:**

- a. È stata migliorata la reattività generale del programma..

2) **Cicli:**

- a. È stata aumentata la velocità di trascaldamento con CTRL +.
- b. Sono stati corretti i problemi di trasferimento dei dati inseriti per i farmaci.



MedITEX IVF Note Rilascio

- c. È stato introdotto un controllo quando viene modificata la modalità di fatturazione per un paziente diversa da quella nel ciclo singolo e nella anamnesi.

3) Crio:

- a. È stato risolto il problema che si verificava aprendo i campi QM nello storico del Crio storage.
- b. È stato corretto il trasferimento di posizione di stoccaggio di un campione nel Crio Ando.

4) Campi liberi QM:

- a. La lista dei materiali è estratta in ordine alfabetico.
- b. Le query con campi QM che hanno un ora di inizio più tarda rispetto all'ora di fine mostrano adesso il risultato corretto. Sono nella lista anche gli orari.

5) Doppio witnessing:

- a. Sono consentiti numeri decimali nei campi relative alla conta. Nel campo dedicato a WHO A è possibile inserire 0.
- b. La concentrazione viene ricavata solo se sono state inserite entrambe le conte e se esse sono corrette.
- c. È possibile selezionare un membro dello staff per eseguire la conta.

6) Report editor:

- a. Sono stati aggiunti i campi "Somma delle cellule scongelate" e "Inizio stimolazione pianificato".

7) Coltura:

- a. Il giorno di scongelamento può essere impostato manualmente al giorno 0.
- b. Alcuni termini sono stati modificati.
- c. La ragione per l'interruzione dell'"Arresto allo stadio pronucleare" è adesso accettata.
- d. È stata corretta la allocazione degli ovociti nell'incubatore.

8) Gravidanza:

- a. Nel calcolo della gravidanza nei cicli da scongelamento e tenuta di conto l'esatta età degli embrioni.

9) Plausibilità:

- a. Risolto il problema che si verificava durante la visualizzazione dei messaggi di plausibilità.

10) Ecografia:

- a. È mostrata nell'anteprima l'intera immagine relativa all'ecografia.

11) Donazione:

- a. L'ID anonimo del donatore è indicato nella sezione "Informazioni donatore" nella panoramica del ciclo e in "Terapie e spermioigrammi associati" nella coltura. L'ID è visibile solo se è stato creato per il paziente e se l'opzione è impostata nelle impostazioni di sistema (Sistema -> Configurazione -> Impostazioni -> Sistema -> Funzioni -> Donazione).
- b. Modifiche alla "visibilità" dell'area di donazione per ciascun paziente.

12) Solo per l'Italia:

- a. È possibile trasferire fino a cinque embrioni.